

コンセプト/シャット鏡視下用手術器械

# MANUAL INSTRUMENTS



CONCEPT® INSTRUMENTS



SHUTT® INSTRUMENTS


# Concept<sup>®</sup> Manual Instruments

## ■ コンセプト鏡視下用手術器械


Lintratec社の鏡視下用手術器械Shutt<sup>®</sup>（シャット）シリーズに今回新たにConcept<sup>®</sup>（コンセプト）シリーズが加わりました。人間工学に合った独特のハンドルデザインを有するShutt<sup>®</sup>のBarber-Tang（バーバートング）型ハンドルをより洗練し、ハンドルの微妙な動きを正確に先端部に伝える独自の機構をシャフト部に採用しています。中でもLinear（リニア）機構のものは先端部とハンドルをつなぐ可動ロッドがしっかり作り込まれており、耐久性を考慮した手術器械です。



LC-6855-000-00



LC-6856-000-00




LC-6857-000-00




LC-6804-000-00  
LC-6805-000-00




LC-6866-000-00




LC-6868-000-00  
LC-6869-000-00




LC-6858-000-00




LC-6859-000-00



LC-6806-000-00



LC-6809-000-00



LC-6860-000-00

## ■ リニアワイドバイトパンチ（シャフト130mm）

カタログ No.	シャフト径	シャフト形状	刃先形状
LC-6855-000-00	3.3mm	直	直
LC-6856-000-00	〃	直	上15° 曲
LC-6857-000-00	〃	上15° 曲	上15° 曲
LC-6804-000-00	〃	左曲	上15° 曲
LC-6805-000-00	〃	右曲	上15° 曲
LC-6866-000-00	〃	直	上15° 曲 先端アゴ部薄い (フロントノーズ)

※刃先の幅が広くデザインされており一度に多くの軟部組織を切除できます。

## ■ リニアワイドバイト オブリーク パンチ（シャフト130mm）

カタログ No.	シャフト径	シャフト形状	刃先形状
LC-6868-000-00	3.3mm	左曲	直
LC-6869-000-00	〃	右曲	直

※リニアワイドパンチの左曲／右曲と比較するとシャフトの曲がり強く、刃部がより斜めにデザインされています。半月の前節へのアプローチに便利です。

## ■ リニアパンチ（シャフト130mm）

カタログ No.	シャフト径	シャフト形状	刃先形状
LC-6858-000-00	3.3mm	直	直
LC-6859-000-00	〃	直	上15° 曲
LC-6806-000-00	〃	直	直（パンチ部短い）

※リニアワイドバイトパンチと比較して刃部の幅が狭くデザインされています。少しづつ切除できます。

## ■ リニアパンチ剪刃（シャフト130mm）

カタログ No.	シャフト径	シャフト形状	刃先形状
LC-6809-000-00	3.3mm	直	直
LC-6860-000-00	〃	直	上15° 曲

※パンチ型になっている剪刀（シザース）です。切る対象物を逃がさないように噛み込みます。




LC-6810-000-00  
LC-6811-000-00

### ■ ロータリー 剪刃 (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	シャフト形状	刃先形状
LC-6810-000-00	3.3mm	直	左20° 曲
LC-6811-000-00	〃	直	右20° 曲

※刃部がロータリー式で円を描きながら動く剪刀(シザーズ)です。半月のバケツ柄断裂の柄部等を切除するのに便利です。




LC-6850-000-00  
LC-6851-000-00

### ■ ロータリーパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	シャフト形状	刃先形状
LC-6850-000-00	3.3mm	直	左向き
LC-6851-000-00	〃	直	右向き

※侵入方向に対して横向きに切除できるパンチです。また、刃部の開く高さがロープロファイル(低い)なので狭い部位での処置に便利です。




LC-6812-000-00

### ■ リニア グラスパー (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	シャフト形状	先端部
LC-6812-000-00	3.3mm	直	直・ラージボディ

※大きな爪(上に1本、下に2本)のデザインで強固につかみ取ることができます。ストッパー付き。肩腱板等を把持するのに便利です。



LC-6861-000-00

### ■ リニアアリゲータ グラスパー (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	シャフト形状	先端部
LC-6861-000-00	3.3mm	直	直・2.7mmチップ

※すべりにくい先端デザインが特長です。ストッパー付き。

帯はコンセプト マスターセット内容です。

## Concept<sup>®</sup> Suture Tram<sup>™</sup> Suture Retriever



LC-6800-000-00  
LC-6801-000-00

### ■ スーチャー トラム (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	シャフト形状	先端部
LC-6800-000-00	3.3mm	直	直
LC-6801-000-00	〃	上15° 曲	直

※軟部組織に糸を通すレトリバー鉗子です。

# Shutt® Manual Instruments

## ■ シャット鏡視下用手術器械

### Shutt® Forceps

帯はシャット マスターセット内容です。

各種の刃先形状は術者のニーズを満たし、人間工学に合った独特の握りハンドルはBarber-Tang型となっており微妙なタッチと握り感触で器械が手の一部になった操作感を与えます。



薄いアゴ部形状

#### ■ ミニフックパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
02-1003-000-00	2.75mm	直
02-1113-000-00	〃	左30° 曲
02-1123-000-00	〃	右30° 曲
02-1633-000-00	〃	上15° 曲
01-1633-000-00	3.4mm	上15° 曲



狭い部位にアプローチしやすい

#### ■ ローププロファイルフックパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
32-1001-900-00	2.75mm	直
32-1631-900-00	〃	上15° 曲



アゴ部が丸い形状

#### ■ ブラントフックパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
01-1001-000-00	3.4mm	直
01-1631-000-00	〃	上15° 曲



スクウェア(四角)形状で切除されます

#### ■ スクウェアトリマー (シャフト130mm)


カタログ No.	シャフト径	刃先形状
02-1039-000-00	2.75mm	ブラントチップ直
02-1639-000-00	〃	ブラントチップ上15° 曲
01-1039-000-00	3.4mm	ブラントチップ直
01-1639-000-00	〃	ブラントチップ上15° 曲



半月にもぐり込みやすい形状

#### ■ B-スcoopフックパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
01-1002-000-00	3.4mm	直
01-1212-000-00	〃	左30° 曲
01-1222-000-00	〃	右30° 曲
01-1632-000-00	〃	上15° 曲



先端が45°斜めに向いています

#### ■ 45°スクウェアパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
32-1001-300-00	2.75mm	ブラント、右向
32-1001-400-00	〃	ブラント、左向
32-1001-700-00	〃	スクープ、右向
32-1001-800-00	〃	スクープ、左向
31-1001-300-00	3.4mm	ブラント、右向



一度に多く切除可能

#### ■ ブレダータフックパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
31-1003-400-00	3.4mm	直
31-1613-600-00	〃	左15° 曲
31-1623-500-00	〃	右15° 曲
31-1633-400-00	〃	上15° 曲



90°横に切除、ロープロファイル(低い)なので狭い部位に最適

#### ■ 90°ロータリーパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
41-1002-100-00	3.4mm	ブラント、ラウンドチップ、曲
41-1002-200-00	〃	ブラント、ラウンドチップ、曲
41-1001-000-00	3.4mm	ブラント、スクエアチップ、曲
41-1002-000-00	〃	ブラント、スクエアチップ、曲




ブレダータと比較してやや小さい

#### ■ ミニブレダータフックパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
31-1003-300-00	3.4mm	直
31-1633-300-00	〃	上15° 曲

ブラント：アゴ部が丸い形状になっています。  
スクープ：アゴ部が半月にもぐり込みやすい形状になっています。





半月前角部へのアプローチに最適

### ■ マンティスパンチ (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
LC-3007-000-00	3.4mm	レフトバイト、直
LC-3007-100-00	〃	ライトバイト、直
LC-3007-200-00	〃	ライトバイト、15°上
LC-3007-300-00	〃	レフトバイト、15°上



### ■ スタンダードグラスパー (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
12-1001-000-00	2.75mm	直、ラチェット付
11-1001-000-00	3.4mm	直、ラチェット付
16-1001-000-00	〃	直、ラチェットなし
18-1001-000-00	4.5mm	直、ラチェット付



パンチ形状の剪刃

### ■ マイクロ剪刃 (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
02-1001-100-00	2.75mm	直
02-1631-100-00	〃	上15°曲
01-1001-100-00	3.4mm	直



先端に爪

### ■ アリゲータグラスパー (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
12-1002-000-00	2.75mm	直、ラチェット付
11-1002-000-00	3.4mm	直、ラチェット付
18-1002-000-00	4.5mm	直、ラチェット付



### ■ スタンダード剪刃 (シャフト130mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
02-1001-200-00	2.75mm	直
01-1001-200-00	3.4mm	直

## Shutt® Small Joint Forceps

帯は小関節用マスターセット内容です。

小関節用のシャット鏡視下手術器械です。

### ■ ミニフックパンチ (シャフト65mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
05-6009-000-00	2mm	ブラント、直
05-6001-300-00	〃	ブラント、下15°曲
05-6001-400-00	〃	ブラント、上15°曲
02-6009-000-00	2.75mm	ブラント、直
02-6001-300-00	〃	ブラント、下15°曲

### ■ 45° ミニフックパンチ (シャフト90mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
35-7001-300-00	2mm	ブラント、右向
35-7001-400-00	〃	ブラント、左向

### ■ ミニフックパンチ (シャフト90mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
05-7009-000-00	2mm	ブラント、直
02-7009-000-00	2.75mm	ブラント、直
02-7004-000-00	〃	スクープ、直

### ■ ミニグラスパー (シャフト65mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
15-6001-000-00	2mm	直
17-6001-000-00	2.75mm	直

### ■ ミニグラスパー (シャフト90mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
15-7001-000-00	2mm	直
17-7001-000-00	2.75mm	直

### ■ 45° ミニフックパンチ (シャフト65mm)


カタログ No.	シャフト径	刃先形状
35-6001-300-00	2mm	ブラント、右向
35-6001-400-00	〃	ブラント、左向

### ■ モスキートグラスパー (シャフト65mm)

カタログ No.	シャフト径	刃先形状
15-6004-000-00	2mm	直
17-6004-000-00	2.75mm	直




## Instrument Cases & Stands



カタログ No.	品名
00-9879-000-00	シャット マスターセットケース、20本収納

※鉗子は含まれません。

薬事法規対象外



カタログ No.	品名
00-9896-000-00	シャット小関節鏡器械ケース

※鉗子は含まれません。

内訳：小関節鏡鉗子スタンド（10本用）	1ケ
箱型トレイ	1ケ
収納ケース	1ケ

薬事法規対象外

## Precision Probes



カタログ No.	品名
21-1001-000-00	プローブ 直・3.5mm〈ブルー〉
21-1002-000-00	〃 直・4mm〈グリーン〉

販売名：鏡視下鉗子 医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0024

## ■ コンセプトマスター手術器械セット

カタログ No.	品 名	シャフト径	シャフト形状	刃先形状
LC-6856-000-00	リニアワイドバイトパンチ(シャフト130mm)	3.3mm	直	上15° 曲
LC-6857-000-00	リニアワイドバイトパンチ(シャフト130mm)	3.3mm	上15° 曲	上15° 曲
LC-6868-000-00	リニアワイドバイト オブリークパンチ(シャフト130mm)	3.3mm	左曲	直
LC-6869-000-00	リニアワイドバイト オブリークパンチ(シャフト130mm)	3.3mm	右曲	直
LC-6858-000-00	リニアパンチ(シャフト130mm)	3.3mm	直	直
LC-6859-000-00	リニアパンチ(シャフト130mm)	3.3mm	直	上15° 曲
LC-6809-000-00	リニアパンチ 剪刃 (シャフト130mm)	3.3mm	直	直
LC-6810-000-00	ロータリー 剪刃 (シャフト130mm)	3.3mm	直	左20° 曲
LC-6811-000-00	ロータリー 剪刃 (シャフト130mm)	3.3mm	直	右20° 曲
LC-6861-000-00	リニアアリゲータ グラスパー(シャフト130mm)	3.3mm	直	2.7mmチップ

販売名：鏡視下鉗子 医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0024

## ■ シャットマスター手術器械セット

カタログ No.	品 名	シャフト径	刃先形状
02-1633-000-00	ミニ フックパンチ (シャフト130mm)	2.75mm	上15° 曲
01-1002-000-00	B-スcoop フックパンチ (シャフト130mm)	3.4mm	直
01-1212-000-00	B-スcoop フックパンチ (シャフト130mm)	3.4mm	左30° 曲
01-1222-000-00	B-スcoop フックパンチ (シャフト130mm)	3.4mm	右30° 曲
31-1003-400-00	プレデータ フックパンチ (シャフト130mm)	3.4mm	直
31-1633-400-00	プレデータ フックパンチ (シャフト130mm)	3.4mm	上15° 曲
01-1039-000-00	スクウェア トリマー (シャフト130mm)	3.4mm	ブラントチップ直
32-1001-300-00	45° スクウェアパンチ (シャフト130mm)	2.75mm	ブラント、右向
32-1001-400-00	45° スクウェアパンチ (シャフト130mm)	2.75mm	ブラント、左向
41-1001-000-00	90° ロータリー パンチ (シャフト130mm)	3.4mm	ブラント、スクウェアチップ、右向
41-1002-000-00	90° ロータリー パンチ (シャフト130mm)	3.4mm	ブラント、スクウェアチップ、左向
02-1001-100-00	マイクロ 剪刃 (シャフト130mm)	2.75mm	直
11-1001-000-00	スタンダード グラスパー (シャフト130mm)	3.4mm	直、ラチェット付

販売名：鏡視下鉗子 医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0024

## ■ 小関節用シャットマスター手術器械セット 〈シャフト長さ65mm〉

カタログ No.	品 名	シャフト径	刃先形状
02-6009-000-00	ミニ フックパンチ (シャフト65mm)	2.75mm	ブラント、直
35-6001-300-00	45° ミニ フックパンチ (シャフト65mm)	2mm	ブラント、右向
35-6001-400-00	45° ミニ フックパンチ (シャフト65mm)	2mm	ブラント、左向
17-6004-000-00	モスキート グラスパー (シャフト65mm)	2.75mm	直
17-6001-000-00	ミニ グラスパー (シャフト65mm)	2.75mm	直

販売名：鏡視下鉗子 医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0024



### ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) ..... Tel.0463-30-4801  
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ ..... Tel.03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡