


JuggerKnot[®] with BroadBand[™] Tape

All-suture anchors
All-inclusive portfolio



2009

Biomet が世界初となる All-suture anchor “JuggerKnot 1.4 mm” をリリース



2011

“JuggerKnot 1.4 mm” を日本でリリース



“JuggerKnot 1.4 mm” を欧州でリリース

2010



JuggerKnot シリーズ 1.5 mm, 2.9 mm, 1.4 mm ショート, 1.0 mm ミニを日本でリリース

2012

THE LEADER IN ALL-SUTU

2009年に Zimmer Biomet は靭帯修復に新風を吹き込む All-suture anchor “JuggerKnot” を発売しました。患者さんに対して日常生活を取り戻すための治療が日々行われ続ける中、Zimmer Biomet はドクターが求める様々なニーズに応えるために JuggerKnot のラインナップを増やし続けていきます。

2016

Zimmer Biomet は Cayenne Medical
をチームに迎え Sports 製品のライン
ナップを拡充する

2019



新たな All-suture anchor
"SureLock" を日本でリリース

2019

BroadBand Tape 付き
"JuggerKnot" を日本でリリース

2022

RE ANCHOR INNOVATION

JuggerKnot 2.9 mm

All-suture anchors

肩腱板断裂の修復や
その他、強固な固定を要する部位にて使用可能



2.9 mm
with #2 MaxBraid Suture



JuggerKnot 2.9 mm with MaxBraid Suture

カタログ番号	品名
912029	JuggerKnot スーチャーアンカー 2.9 mm #2MB × 2 青 / 白青
912050	JuggerKnot スーチャーアンカー 2.9 mm #2MB × 2 白 / 白青

販売名：JuggerKnot ソフトアンカーシステム
医療機器製造販売承認番号：22300BZX00197000

JuggerKnot 2.9 mm インストゥルメント（滅菌済）

カタログ番号	品名
912057	JuggerKnot インストゥルメントキット 2.9 mm ストレート（ドリルガイド、オブチュレーター、ドリル）
912091	JuggerKnot インストゥルメント 2.9 mm ドリル

販売名：JuggerKnot 単回使用インストゥルメント
医療機器製造販売承認番号：223ADBZX00036000

ノンスライディングとは

縞模様のテープはアンカー内をスライドするため腱板上で結紮可能です。



無地のテープはアンカー内部で結紮されています。テープがスライドしないことにより、腱板に対して適切な押さえ込みを可能にします。

2.9 mm
with #2 BroadBand Tape
(幅 1.5 mm / sliding)

2.9 mm
with #2 BroadBand Tape
(幅 1.5 mm / non-sliding)

JuggerKnot 2.9 mm with BroadBand Tape

カタログ番号	品名
CM-99529B	JuggerKnot スーチャーアンカー 2.9 mm #2BroadBand テープ×3 白黒 / 青白 / 黒白
CM-99629B	JuggerKnot スーチャーアンカー 2.9 mm #2BroadBand テープ×3 白黒 / ノンスラ青 / ノンスラ黒

販売名：JuggerKnot スーチャーアンカー
医療機器製造販売承認番号：30400BZX00038000

JuggerKnot 2.9 mm インストゥルメント (未滅菌)

カタログ番号	品名
912090G	JuggerKnot インストゥルメント 2.9 mm リューザブルガイド
912092G	JuggerKnot インストゥルメント 2.9 mm リューザブルオペチュレーター
912093G	JuggerKnot インストゥルメント 2.9 mm リューザブルトロカー
912059	JuggerKnot インストゥルメント 2.9 mm パンチ
912064	JuggerKnot インストゥルメント 2.9 mm インガイドパンチ

販売名：関節鏡手術器械
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228ST0003

JuggerKnot 1.4 & 1.5 mm

All-suture anchors

肩関節唇、肩腱板断裂の修復に使用可能



1.4 mm
with #1 MaxBraid Suture



1.4 mm
with #1 MaxBraid Suture
(ARCR 用 / non-sliding)



1.4 mm
with #1 BroadBand Tape
(幅 1.0 mm)



1.5 mm
with #2 MaxBraid Suture



1.5 mm
with #2 MaxBraid Suture
(ARCR 用 / non-sliding)



1.5 mm
with #2 BroadBand Tape
(幅 1.5 mm)

JuggerKnot 1.4 mm with MaxBraid Suture

カタログ番号	品名
912030	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.4 mm #1MB 白青
CM-99114	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.4 mm #1MB 白黒 *
CM-99214	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.4 mm #1MB ノンスラ黒 *

JuggerKnot 1.5 mm with MaxBraid Suture

カタログ番号	品名
912031	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.5 mm #2MB 白青
CM-99115	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.5 mm #2MB 白黒 *
CM-99215	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.5 mm #2MB ノンスラ黒 *

JuggerKnot 1.4 mm with BroadBand Tape

カタログ番号	品名
CM-99114B	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.4 mm #1BroadBand テープ 白黒 *

JuggerKnot 1.5 mm with BroadBand Tape

カタログ番号	品名
CM-99115B	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.5 mm #2BroadBand テープ 青黒 *

販売名：JuggerKnot ソフトアンカーシステム
医療機器製造販売承認番号：22300BZX00197000

* 販売名：JuggerKnot スーチャーアンカー
医療機器製造販売承認番号：30400BZX00038000



#2 MAXBRAID SUTURE

#1 BROADBAND TAPE

#2 BROADBAND TAPE

JuggerKnot 1.4 mm インstrument (滅菌済)

カタログ番号	品名
912040R	JuggerKnot インstrumentキット 1.4 mm ストレート (ドリルガイド、オブチュレーター、リジッドドリル) **
912036R	JuggerKnot インstrument 1.4 mm リジッドドリル **
912140C	JuggerKnot インstrumentキット 1.4 mm カーブ (ドリルガイド、オブチュレーター、スリーブ、フレキシブルドリル) **
912045	JuggerKnot インstrumentキット 1.4 mm カーブ (スリーブ・フレキシブルドリル) **

JuggerKnot 1.5 mm インstrument (滅菌済)

カタログ番号	品名
912041	JuggerKnot インstrumentキット 1.5 mm ストレート (ドリルガイド、オブチュレーター、リジッドドリル) **
912037R	JuggerKnot インstrument 1.5 mm リジッドドリル **
912141C	JuggerKnot インstrumentキット 1.5 mm カーブ (ドリルガイド、オブチュレーター、スリーブ、フレキシブルドリル) **
912046	JuggerKnot インstrumentキット 1.5 mm カーブ (スリーブ・フレキシブルドリル) **

JuggerKnot 1.4 & 1.5 mm インstrument (未滅菌)

カタログ番号	品名
912035	JuggerKnot インstrument 1.4/1.5 mm リューザブルガイド ***
912038	JuggerKnot インstrument 1.4/1.5 mm リューザブルトロカー ***
912039	JuggerKnot インstrument 1.4/1.5 mm リューザブルオブチュレーター ***
912035C	JuggerKnot インstrument 1.4/1.5 mm リューザブルカーブガイド ***
912038C	JuggerKnot インstrument 1.4/1.5 mm カーブトロカー **
912039C	JuggerKnot インstrument 1.4/1.5 mm カーブオブチュレーター **

** 販売名: JuggerKnot 単回使用インstrument
医療機器製造販売認証番号: 223ADBZX00036000

*** 販売名: 関節鏡手術器械
医療機器製造販売届出番号: 13B1X10228ST0003

JuggerKnot 1.4 mm Short & Short Rigid

All-suture anchors


外傷などで靭帯断裂した肘関節、膝関節、足関節に使用可能



1.4 mm Short
with #1 MaxBraid Suture



1.4 mm Short
with #1 BroadBand Tape
(幅 1.0 mm)



Short Rigid
with #1 & #2 MaxBraid Suture



Short Rigid
with #2 BroadBand Tape
(幅 1.5 mm)

JuggerKnot 1.4 mm Short with MaxBraid Suture

カタログ番号	品名
912068	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.4 mm Short #1MB 白青 針付

JuggerKnot Short Rigid with MaxBraid Suture

カタログ番号	品名
110005307	JuggerKnot スーチャーアンカー Short Rigid #1MB 白青 針付 (ドリル付)
110005315	JuggerKnot スーチャーアンカー Short Rigid #2MB 青 針付 (ドリル付)


JuggerKnot 1.4 mm Short with BroadBand Tape

カタログ番号	品名
CM-99114BN	JuggerKnot スーチャーアンカー 1.4 mm Short #1BroadBand テープ 白青 針付 *

JuggerKnot Short Rigid with BroadBand Tape

カタログ番号	品名
CM-99145BRN	JuggerKnot スーチャーアンカー Short Rigid #2BroadBand テープ 青黒 針付 *

販売名：JuggerKnot ソフトアンカーシステム
医療機器製造販売承認番号：22300BZX00197000
* 販売名：JuggerKnot スーチャーアンカー
医療機器製造販売承認番号：30400BZX00038000



JuggerKnot 1.4 mm Short インスツルメント（滅菌済）

カタログ番号 品名

912073 JuggerKnot インスツルメントキット 1.4 mm Short（ドリルガイド、ドリル）

912071 JuggerKnot インスツルメント 1.4 mm Short ドリル

販売名：JuggerKnot 単回使用インスツルメント
医療機器製造販売認証番号：223ADBZX00036000

JuggerKnot 1.4 mm Short インスツルメント（未滅菌）

カタログ番号 品名

912072 JuggerKnot インスツルメント 1.4 mm Short ドリルガイド

販売名：関節鏡手術器械
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228ST0003

JuggerKnot Short Rigid インスツルメント（未滅菌）

カタログ番号 品名


JS-8004-001-00 JuggerKnot インスツルメント Short Rigid ドリルガイド

販売名：JuggerKnot Short Rigid ガイド
医療機器製造販売届出番号：22B3X00005ZB0013
製造販売元：株式会社 KSI

JuggerKnot 1.0 mm

All-suture anchors

手関節の靭帯修復に使用可能



1.0 mm Mini
with #2-0 & #3-0 MaxBraid Suture

JuggerKnot 1.0 mm Mini with MaxBraid Suture

カタログ番号

品名

912076 JuggerKnot スーチャーアンカー 1.0 mm Mini #2-0MB 白青 針付 (ドリル付)

912082 JuggerKnot スーチャーアンカー 1.0 mm Mini #3-0MB 白青 針付 (ドリル付)

販売名：JuggerKnot ソフトアンカーミニ


医療機器製造販売承認番号：22400BZX00379000

SureLock 1.4 & 2.2 mm

All-suture anchors

肩関節唇、肩腱板断裂、股関節唇の修復に使用可能

機械的にアンカーを展開させることで、徒手的なアンカーの展開が不要となり、皮質骨下にアンカーを設置できます。



1.4 mm
with #2 Suture

2.2 mm
with #2 Suture

SureLock with Suture

カタログ番号	品名
CM-9614F	SureLock スーチャーアンカー 1.4 mm #2 白黒
CM-9622F	SureLock スーチャーアンカー 2.2 mm #2 × 2 白黒 / 青

販売名：SureLock オールスーチャーアンカー
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00110000

SureLock インstrument (滅菌済)

カタログ番号	品名
CM-9640	SureLock Instrument 1.4 mm ドリル
CM-9640S	SureLock Instrument 1.4 mm カーブドリル/スリーブ
CM-9640H	SureLock Instrument 1.4 mm ハードボーン ドリル
CM-9640HS	SureLock Instrument 1.4 mm ハードボーン カーブドリル/スリーブ
CM-9620	SureLock Instrument 2.2 mm ドリル
CM-9620S	SureLock Instrument 2.2 mm カーブドリル/スリーブ

販売名：Cayenne Instrument
医療機器製造販売承認番号：229ADBZX00103000

SureLock Instrument (未滅菌)

カタログ番号	品名
CM-9641	SureLock Instrument 1.4 mm オブチュレーター
CM-9643	SureLock Instrument 1.4 mm ドリルガイド ストレート
CM-9645	SureLock Instrument 1.4 mm ドリルガイド カーブ
CM-9621	SureLock Instrument 2.2 mm オブチュレーター
CM-9623	SureLock Instrument 2.2 mm ドリルガイド ストレート
CM-9625	SureLock Instrument 2.2 mm ドリルガイド カーブ

販売名：靱帯再建用手術器械
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228ST0005



THE
LEADER
IN
ALL-SUTURE
ANCHOR
INNOVATION



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.03-6700-1071
Fax. 0463-30-4821

● 製品のお問合せ Tel.03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡