


Osteotrans Plus™



thread

Biocomposite Interference

SMALL Screw




ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

Osteotrans Plus™ Tthread

Biocomposite Interference
SMALL Screw

Triple Thread Design



	カタログNo	直径 (山径)	長さ	谷径
	TE-ZB0412	4.0mm	12mm	3.0mm
	TE-ZB0415	4.0mm	15mm	3.0mm
	TE-ZB0512	5.0mm	12mm	4.0mm
	TE-ZB0515	5.0mm	15mm	4.0mm
	TE-ZB0612	6.0mm	12mm	5.0mm
	TE-ZB0615	6.0mm	15mm	5.0mm
	TE-ZB0715	7.0mm	15mm	6.0mm
ガイドピン	21-091-08	0.8mm	300mm	—

ドライバー ハンドル



スクリュー 抜き器



HEXドライバー (4mmスクリュー用)



HEXドライバー (5・6・7mmスクリュー用)



ドリル

4.0mmから7.5mmまで0.5mm単位



サイザー



オステオトランス®プラス Tthread インターフェランススクリューをご使用の際には、専用の器械セット*をご使用ください。

販売名：オステオトランス・プラスIFスクリュー
医療機器製造販売承認番号：22800BZX00009000

* 販売名：オステオトランス・プラスOrthopaedics手術器械
医療機器製造販売届出番号：28B1X10013001005

販売名：滅菌済ガイドピン<NiTi製>
医療機器製造販売承認番号：225ALBZX00002000
製造販売元：ミスホ株式会社

本カタログに記載の内容は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.®

販売元

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階

Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620

https://www.zimmerbiomet.com/ja

●カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel.0463-30-4801

Fax.0463-30-4821

●製品のお問合せ…………… Tel.03-6402-6619

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

ZL-133-3

製造販売元

TEIJIN

帝人メディカルテクノロジー株式会社

本社 / 〒530-0005 大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル13階 TEL:06-4706-2160 FAX:06-4706-2155

https://teijin-medical.co.jp

© 商標 ©2017.07