



ARC™

Adjustable Retractor Cannula



アウトフロー型

スタンダード型

アーチ

ARC™ カニユーラ

柔軟なシリコーン素材を用いることで、軟部組織および軟骨を保護し、操作性が向上します。



キャップに搭載された3層の弁により、器械を出し入れした際の水の流出を低減します。



止血鉗子でウイングの短い方から長い方にかけて把持し、ポータルから関節内に挿入します。



ロッキングナットを回して組織を任意に圧縮し、組織の厚みに関わらず固定できます。



20度アングルの付いたウイングが組織を後退させ、関節内のスペースを広げて視野を良くします。

Ordering Information

カタログ No.	品名	内径×長さ	色	包装
C06-65	ARC カニユーラ	6.0 × 65mm	ライトグリーン	1 個
C06-85	ARC カニユーラ アウトフロー付	6.0 × 85mm	ライトグリーン	1 個
C08-65	ARC カニユーラ	8.0 × 65mm	パープル	1 個
C08-85	ARC カニユーラ アウトフロー付	8.0 × 85mm	パープル	1 個

滅菌済み、シリコーン (ラテックスフリー)

販売名: ARC カニユーラ
医療機器製造販売認証番号: 229ADBZX00070000



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.0463-30-4801
Fax.0463-30-4821
- 製品のお問合せ Tel.03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡