

JuggerKnot[®] with BroadBand[™] Tape

All-suture anchors

おもな適応症例

- 肩／腱板断裂
- 肩／反復性肩関節脱臼

【使用目的又は効果】

本品は、靭帯、腱等の軟部組織を骨に固定するために使用する。

2.9mm with #2 BroadBand Tape Sliding



2.9mm with #2 BroadBand Tape Non-Sliding



1.4mm with #1 BroadBand Tape




1.5mm with #2 BroadBand Tape



ジンマー バイオメット <https://www.zimmerbiomet.com/ja>

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目 11 番 1 号 住友不動産芝公園タワー 15 階
Tel. 03-6402-6600 (代)

 ZIMMER BIOMET





Small bone holes

オールスチャーアンカーによる骨固定を採用
小さな骨孔に挿入して固定可能

- 1.4mm
 - 1.5mm
 - 2.9mm
- 骨孔サイズ※実寸

with BroadBand™ Tape

配色パターンが異なるテープを装着することで視認性が向上
テープ幅は 1.0mm と 1.5mm



All disposable instruments

アンカーを挿入するための器械は全て滅菌済み単回使用
骨孔は専用ガイドによるドリリングで作製可能

Ordering Information

カタログ番号	品名
CM-99529B	JuggerKnotスーチャーアンカー 2.9mm #2BroadBand テープ × 3 白黒 / 青白 / 黒白
CM-99629B	JuggerKnotスーチャーアンカー 2.9mm #2BroadBand テープ × 3 白黒 / ノンスラ青 / ノンスラ黒
912057	JuggerKnotインスツルメントキット 2.9mm ストレート (ドリルガイド、オブチュレーター、ドリル)*
CM-99114B	JuggerKnotスーチャーアンカー 1.4mm #1BroadBand テープ 白黒
912040R	JuggerKnotインスツルメントキット 1.4mm ストレート (ドリルガイド、オブチュレーター、リジッドドリル)*
912140C	JuggerKnotインスツルメントキット 1.4mm カーブ (ドリルガイド、オブチュレーター、スリーブ、フレキシブルドリル)*
CM-99115B	JuggerKnotスーチャーアンカー 1.5mm #2BroadBand テープ 青黒
912041	JuggerKnotインスツルメントキット 1.5mm ストレート (ドリルガイド、オブチュレーター、リジッドドリル)*
912141C	JuggerKnotインスツルメントキット 1.5mm カーブ (ドリルガイド、オブチュレーター、スリーブ、フレキシブルドリル)*

販売名：JuggerKnot スーチャーアンカー
医療機器製造販売承認番号：30400BZX00038000
規制区分：高度管理医療機器
一般的名称：靱帯固定具
機能区分：060 固定用内副子（スクリュー）（5） その他のスクリュー
② 特殊型 ア軟骨及び軟部組織用 i 特殊固定用アンカー
077 人工靱帯

* 販売名：JuggerKnot 単回使用 インスツルメント
医療機器製造販売承認番号：223ADBZX00036000
規制区分：管理医療機器
一般的名称：単回使用整形外科用バー