

ディスプレイザブルカニューラ

DryDoc[®]

ドライドックカニューラ CANNULA

Finally, a smooth
and threaded
cannula in ONE!!


伸縮式の特珠な
アウターシースで操作性を向上、
カニューラの出し入れがスムーズ！




皮膚・筋肉・関節包をしっかり固定する
なめらかに表面加工されたアウターシース。



水漏れ防止のダブルシール
ディング



アウターシースのスレッド (山) の
部分を伸ばす事ができ従来のカ
ニューラより出し入れがスムーズに
なりました。



先端のどがった箇所
を取ったなめらかな
円筒デザイン



セミフレキシブルな材
質で、ポータルの動き
に自由度がです。

アウターシース内部を通る糸や手術
器械がみえる2種類 (赤・黄) の半
透明のカニューラを用意しました。



【クリックロック】
灌流の細かい調整が
可能

ORDERING INFORMATION


カタログNo	品名	包装
LC-7350-000-01	ドライドックカニューラ, 5.0mm × 85mm 緑色	1本 滅菌済み オブチュレーター付
LC-7367-000-01	ドライドックカニューラ, 8.0mm × 75mm 赤色	1本 滅菌済み オブチュレーター付
LC-7368-000-01	ドライドックカニューラ, 8.0mm × 85mm 黄色	1本 滅菌済み オブチュレーター付

医療機器製造販売認証番号：227ADBZX00050000
販売名：単回使用カニューラ

リユーズブルオブチュレーター

カタログNo	品名
LC-7380-000-00	ドライドックオブチュレーター85mm (LC-7350用)
00-9833-000-00	ドライドックオブチュレーター75mm (LC-7367用)
00-9834-000-00	ドライドックオブチュレーター85mm (LC-7368用)
00-2220-000-00	スイッチングスティック(Φ3.2×25.4mm)

医療機器製造販売届出番号：22B1X00005L00057
販売名：内視鏡用シース



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス(商品のご注文) Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

● 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡