




# Micro-Driver™

マイクロ・ドライバー™

Powered Instrument System

パワード インストルメント システム




Introducing the only small bone  
instrument system that's  
Maxi-versatile.



# マイクロ・ドライバーの特長

- ペンシルクリップタイプのスモールボーン用気動式骨手術器械です。
- 1つの本体と4種類のアタッチメントよりなるモジュラー型で、着脱はワンタッチでできます。
- アタッチメントの使い分けと豊富なバー、ブレードの選択により整形外科、脳神経外科、口腔外科、形成外科等におけるスモールボーンへのドリリング、骨切り術、シェイピングに使用できます。
- 軽量で扱い易いため、正確性を要求されるマイクロサジェリーにご利用いただけます。




## ●U100 マイクロ・ドライバーモーター(本体)

材 質	ステンレススチール及びアルミニウム
垂 量	92g
全 長	92.7mm
直 径	19.0mm
回 転 数	0~24,000回転/分
作 動 圧	100PSI(7kg/cm <sup>2</sup> )
窒素ガス消費量	140ℓ/分
トルク	5インチ/オンス



●U200 マイクロ・ドライバー。ドリル アタッチメント


U100 マイクロ・ドライバー モーター(本体)に接続し、バーを回転させます。



規格

重 量	72g
全 長	86.4mm
直 径	19.0mm
回 転 数	0~24,000回転/分
トルク	5インチ/オンス

●U300 マイクロ・ドライバー。サジタルソー アタッチメント



●U301A サジタルソー用 スクリュードライバー

規格

重 量	75g
全 長	87.7mm
直 径	19.0mm
スピード	21,000振動/分
ブレード弧	5~6°
ブレード位置	8方向

●U500 マイクロ・ドライバー。オシレーティングソー アタッチメント



規格

重 量	76g
全 長	112.5mm
直 径	19.0mm
スピード	21,500振動/分
ブレード弧	5~6°
ブレード位置	8方向

●U700 マイクロ・ドライバー。レシプロケーティングソー アタッチメント



●U701 レシプロケーティングソー用レンチ

規格

重 量	69g
全 長	86.9mm
直 径	19.0mm
スピード	15,500往復/分
ブレード位置	8方向



# Family of Linvatec Powered Instruments.

## ■ スモールボーン用

### Minos HS/Minos


ミノス/ミノスHS パワード インストルメント システム



ペンシル型ハンドピース(毎分12万回転と5万回転の2種)と7種類のアタッチメントの併用により各科の骨手術に利用できる万能タイプの高速回転ドリルシステムです。小骨の切断、切削、穿孔及び銀磨に精密さを発揮します。

### Mini-Driver

ミニ・ドライバー パワード インストルメント システム




ピistol型ハンドピースに種々のアタッチメントを併用することによりワイヤリング、骨切り術、ドリリング、ACL再建用術等への術式に利用できます。特にKワイヤーの挿入用アタッチメントが便利です。

## ■ アクセサリー



M317 潤滑油



M105A ブリッツII スプレー クリーナー

- 本製品のご使用に際しましては、必ず当社発行の「取扱説明書」を参考ください。
- Linvatecのパワードインストルメントシステムには、必ずLinvatec製ブレード/バーを使用してください。
- 手術時に本システムを安全にご使用頂くため、バーは1回のみのご使用にしてください。
- 製品ロゴが一部変更になることがあります。
- 本文中に記載のカタログ番号は、簡略形ですので、正式なカタログ番号は、次のようになります。最初に「L3」、次に簡略形番号、残りは「0」で11桁になります。  
(例) C293の場合 L3-C293-000-00  
製品のお問い合わせ、ご発注等には上記11桁のカタログ番号にてご対応して頂きますようお願い致します。

医療用器具許可番号: 22BY0003

注意



ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社  
ジンマー事業部

本 社 〒163-1377 東京都新宿区西新宿5丁目5番1号 新宿アイランドタワー2/F  
TEL 03-5323-8500(代表) FAX 03-5323-8509

知販場事業所 〒412-0036 静岡県御殿場市中宿1655番地の1  
TEL 0550-89-8500(大代表) FAX 0550-89-0371

札幌営業所 TEL 011-716-4221	FAX 011-716-0426	岡山営業所 TEL 086-233-2206	FAX 086-233-2278
仙台営業所 TEL 022-253-8771	FAX 022-253-5201	木子出張所 TEL 0859-33-0070	FAX 0859-33-0393
東京支店 TEL 03-3816-1234	FAX 03-3816-6063	広島営業所 TEL 082-267-3618	FAX 082-261-3312
横浜営業所 TEL 045-472-2190	FAX 045-472-2191	福岡支店 TEL 090-474-1282	FAX 092-474-2935
静岡営業所 TEL 0530-80-8511	FAX 0530-80-7465	熊本営業所 TEL 096-351-6664	FAX 096-351-9357
名古屋営業所 TEL 052-937-9621	FAX 052-937-9625	鹿児島出張所 TEL 099-215-4808	FAX 099-227-3443
金沢営業所 TEL 076-263-6703	FAX 076-263-6734	沖縄出張所 TEL 098-866-7030	FAX 098-869-2022
大阪支店 TEL 06-6364-1230	FAX 06-6364-1656		