


気動式骨手術器械

The Micro 100™ Surgical System & SURGAIRTOME Two



PNEUMATIC POWER
AND SELECTION

- ・マイクロ100システム
- ・サージエアートームII
- ・エア式/電動式骨手術器械用アタッチメント
- ・リンパテック イリゲーション チップ
- ・ホール イリゲーションチューブ

The Micro 100 Surgery System

Power And Selection

advanced, reliable instruments for precision small-bone surgery

■軽量でバランスに優れたマイクロ100のハンドピースは、細部の微妙な術部での正確な作業を可能にします。

■始動、停止、スピード調整の各操作は、ハンドスイッチでもフットスイッチでも行えます。
■注油を必要とせず、メンテナンスが容易です。

Micro 100 Oscillating Saws

マイクロ100オシレーティングソーは、手の外、足の外、上下顎その他あらゆる適応において、滑らかに正確な骨切りを実現します。

スピード：22,000サイクル
ストローク角：7°



マイクロ100オシレーティングソー
カタログNo. 00-5053-012-00
レンチ付

Micro 100 Reciprocating Saws

マイクロ100レシプロケーティングソーは、口腔外科に代表される、連続的で長い骨切りに理想的です。

- ブレードはレンチ等を必要とせず、指先で容易に固定できます。
- 専用ラスプを用い、スモールボーンの髓腔や外形の形成に広く利用できます。

スピード：14,000サイクル
ストローク巾：2.5mm



マイクロ100レシプロケーティングソー
カタログNo. 00-5053-010-00

Micro 100 Drill

マイクロ100ドリルは、6インチ・オンスのトルクにより、パワフルな切削を可能にします。

- 豊富なバーのラインナップにより、幅広いマイクロサージェリーの手術に適応できます。
- アタッチメントは、より良いアプローチのためにストレート、90°角、70°角、20°角から選択できます。

スピード：20,000rpm
トルク：6インチ・オンス



マイクロ100ドリル
カタログNo. 00-5053-009-00

Hall Wiredriver 100

ワイヤードライバー100は、スモールボーンのピン固定に理想的です。

- レバー操作の必要がなく、トリガーだけで容易にピンニングできます。
- リバース、フォワードそしてセーフティモードの切替が片手で容易に操作可能です。
- ワイヤードライバーアダプターの装着により、1.6mm～3.2mmのドリル先が使用できます。

スピード：1,100rpm
トルク：30インチ・オンス
ワイヤー把持径：0.7mm～1.6mm



ワイヤードライバー100
カタログNo. 00-5053-013-00
ワイヤーガード、ドライバーブラシ付

Micro 100 Sagittal Saw

マイクロ100サジタルソーは、マイクロボーンソーの中でも最も広範囲に多方面で活用できるものです。

- ブレードの設置角度が180度変更できるため、スモールボーン手術で多彩なアプローチが可能です。

スピード：18,000サイクル
ストローク角：4°



マイクロ100 サジタルソー
カタログNo. 00-5053-011-00
レンチ付

Surgairtome Two

サージエアトームⅡは、90,000rpmの高回転により無駄な力を入れずに正確な切削が可能です。

- 豊富なバーのラインナップにより、幅広いマイクロサージェリーの手術に適応できます。
- アタッチメントは、より良いアプローチのために、ストレート、90°角、70°角、20°角から選択できます。

スピード：90,000rpm
トルク：1.75インチ・オンス



サージエアトームⅡ
カタログNo. 00-5058-001-00

Accessories



ラミネクトミーバーガード
カタログNo. 00-1375-020-00



ミディアムバーガード
カタログNo. 00-1375-012-00



ロングバーガード
カタログNo. 00-1375-011-00



エキストラロングバーガード
カタログNo. 00-1375-023-00



アングルアタッチメント 90°
カタログNo. 00-1375-036-00



アングルアタッチメント 70°
カタログNo. 00-1375-035-00

バーチェンジャー付
アタッチメントスプレー付



アングルアタッチメント 20°
(HALL/バー推奨)
カタログNo. 00-1375-032-00

アタッチメントスプレー付



スプレー付き 20° アタッチメント(ミノスタイプ)
(3M/バー推奨)

カタログNo. L3-A235-S00-00

アタッチメントスプレー付



アングルアタッチメント 20° XL
(HALL/バー推奨)
カタログNo. 11-1375-033-00

アタッチメントスプレー付



スプレー付き EX20° XL(ミノスタイプ)
(3M/バー推奨)

カタログNo. L3-A245-S00-00



フットスイッチ
カタログNo. 00-1375-028-00

※ワイヤードライバーには使用できません

マイクロ 100 SURGERY SYSTEM

■ ハンドピース

カタログNo.	品名
00-5053-009-00	マイクロ100 ドリル
00-5053-010-00	マイクロ100 レシプロケーティングソー
00-5053-011-00	マイクロ100 サジタルソー
00-5053-012-00	マイクロ100 オシレーティングソー
00-5053-013-00	マイクロ100 ワイヤードライバー
00-5058-001-00	サージエアトームⅡ

医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0031
販売名：マイクロ100サージカルシステム/サージエアトーム

■ アタッチメント

カタログNo.	品名
00-1375-011-00	ロングバーガード
00-1375-012-00	ミディウムバーガード
00-1375-020-00	ラミネクトミーバーガード
00-1375-023-00	エキストラロングバーガード
00-1375-032-00	アングルアタッチメント 20°
11-1375-033-00	アングルアタッチメント 20° XL ※
00-1375-035-00	アングルアタッチメント 70°
00-1375-036-00	アングルアタッチメント 90°
00-5053-019-00	ワイヤードライバーアダプター
L3-A235-S00-00	スプレー付き 20° アタッチメント(ミノスタイプ) ※
L3-A245-S00-00	スプレー付きEX 20° XLアタッチメント(ミノスタイプ) ※

医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0031
販売名：マイクロ100サージカルシステム/サージエアトーム
※医療機器製造販売承認番号：20900BZZ00798000
販売名：ミノス エアードリルシステム用アタッチメント
製造販売元：株式会社ナカニシ

■ 付属品

カタログNo.	品名
00-1365-005-00	アレン レンチ
00-1365-016-00	オイル
00-1375-015-00	バー ブラシ
00-1375-028-00	フットコントロール スイッチ
L3-M207-000-00	シングル レギュレーター
00-5052-010-00	ユニバーサル ホース 3m
00-5052-012-00	滅菌用ケース
00-5052-018-00	延長ホース 3m
00-5053-008-00	バー ラック
00-5053-123-00	ワイヤー ガード ※
00-5053-124-00	ワイヤー ドライバー クリーニング ブラシ
00-1375-037-00	アタッチメントスプレー ※
00-1375-003-00	バーチェンジャー

薬事法規対象外
※医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0031
販売名：マイクロ100サージカルシステム/サージエアトーム

■ イリゲーション用アクセサリ

カタログNo.	品名
00-5040-110-00	ホールマイクロ100イリゲーションチューブ (ディスボ、5個入)
00-6020-260-00	スマートガードイリゲーションチップ(ディスボ滅菌品5個入) *
L3-A247-000-00	パイプ(235Sヨウ) ※ 未滅菌2個入
L3-A248-000-00	パイプ(245Sヨウ) ※ 未滅菌2個入

注1) ホールイリゲーションポンプ(00-5040-039-00)本体は、2003年に発売中止になっています。
注2) R/S:リユーザブル

医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0007
販売名：ドリル用イリゲーションチューブ
*医療機器製造販売承認番号：22100BZX00621000
販売名：リンパテック イリゲーション チップ
※薬事法規対象外 製造販売元：株式会社ナカニシ



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス(商品のご注文)..... Tel.0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ Tel.03-6402-6604

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡