

A.L.P.S. Total Foot System
Lateral Column Lengthening Plate



A.L.P.S. Total Foot System

LCLプレート（ラテラルコラム延長プレート）



 ラテラルコラム延長ウェッジ0mm 品番 824673000	 ラテラルコラム延長ウェッジ6-8mm 品番 824673001	 ラテラルコラム延長ウェッジ8-10mm 品番 824673002	 ラテラルコラム延長ウェッジ10-12mm 品番 824673003
--------------------------------------	--	---	--

3.5mm コーティカルスクリュー ロックング

品番	サイズ
8561350XX	10~60mm (2mm毎)
ドリル径2.7mm ★ T-15 テーパーードドライバー使用	

3.5mm ロープロファイルコーティカル (ノンロックング)

品番	サイズ
8512350XX	10~50mm (2mm毎) 50~70mm (5mm毎)
ドリル径2.5mm ■ 2.2mm スクエアスクリュードライバー使用	

販売名：ALPS フット&アングルシステム
 医療機器製造販売承認番号：22600BZX00505000
 販売名：ALPS ディスタルフィブラシステム
 医療機器製造販売承認番号：22500BZX00429000



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
 Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)..... Tel.03-6700-1071
 Fax.0463-30-4821

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡