



Zimmer®
Trabecular Metal™
アングルインターポジショナル
スペーサー及び
Trabecular Metal
アングルフュージョン
スペーサー



Trabecular Metal Solutions for Ankle Fusion







Introducing the Zimmer Trabecular Metal Ankle Fusion Spacer and Interpositional Spacer.

専用器械が充実している本システムは、多岐にわたる足関節固定術症例において脚長再建に多くの選択肢を提供します。

トラベキュラーメタル技術の特性

- 完全に連通した最大 80% の多孔性構造によって生物学的固定を実現
- 血管新生を促すため、平均的な赤血球を通すサイズの孔と構造を持ったデザイン¹
- 骨と同程度の低い弾性係数
- インプラントの初期固定性をサポートする高い摩擦係数





TM アンクル フュージョンスペーサー




- プライマリーの足関節固定術においても脚長修復が可能なデザイン
- 性別や人種に基づく広範囲の分析からフィットした3種類のサイズ (S、M、L) を用意
- 一般的に使用されているフュージョンネイルやプレートシステムと併用

TM アンクル インターポジショナル スペーサー

- 人工足関節抜去後等に足関節固定術を行う際、生じることが多い骨の間隙を充填可能なデザイン
- 性別や人種に基づく広範囲の分析からフィットした3種類のサイズ (S、M、L) と4種類の高さ (25、30、35、40 mm) を用意
- 軟部組織への刺激を最小限にするテーパー状のデザイン
- 一般的に使用されているフュージョンネイルやプレートシステムと併用

手術器械

- より正確な骨切りを可能にする一般的な measured resection 法に対応する器械
- 患者の骨の変形状態に合わせて自在に調整が可能なカッピングガイド
- レントゲンで視認が可能な位置合わせガイド付きトライアル



Ordering Information

| カタログ No. | 品名 | サイズ | |
|----------------|------------------------|--------|-------|
| 00-4510-010-07 | TM アンクル フュージョンスペーサー | SMALL | 7.5mm |
| 00-4510-011-07 | | MEDIUM | 7.5mm |
| 00-4510-012-07 | | LARGE | 7.5mm |

| カタログ No. | 品名 | サイズ | |
|----------------|----------------------------|--------|------|
| 00-4510-013-25 | TM アンクル インターポジショナルスペーサー | SMALL | 25mm |
| 00-4510-013-30 | | | 30mm |
| 00-4510-013-35 | | | 35mm |
| 00-4510-013-40 | | | 40mm |
| 00-4510-014-25 | TM アンクル インターポジショナルスペーサー | MEDIUM | 25mm |
| 00-4510-014-30 | | | 30mm |
| 00-4510-014-35 | | | 35mm |
| 00-4510-014-40 | | | 40mm |
| 00-4510-015-25 | TM アンクル インターポジショナルスペーサー | LARGE | 25mm |
| 00-4510-015-30 | | | 30mm |
| 00-4510-015-35 | | | 35mm |
| 00-4510-015-40 | | | 40mm |

販売名：TM スペーサー
医療機器製造販売承認番号：22800BZX00033000

References

1. Karageorgiou V., Kaplan D. Porosity of 3D biomaterial scaffolds and osteogenesis.
Biomaterials 26 (2005) 5474-5491.



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.0550-89-8522
Fax.0120-89-3570
- 修理のお問合せ Tel.0120-33-8507
- 製品のお問合せ Tel.03-6402-6602