



Zimmer® NexGen® Trabecular Metal™ Augments

トラベキュラーメタル™
オーギュメント



NexGen® トラベキュラーメタル™ オーギュメントの特徴

- トラベキュラーメタル™ オーギュメントは、NexGen® Complete Knee Solution、LCCK、Rotating Hinge Kneeと組み合わせて使用することが可能です。
- フェモラルオーギュメントはディスタル5mm、10mm、15mm、20mm、およびポステリア5mm、10mmを組み合わせ可能です。
- ティビアルオーギュメントは5mm、10mm、15mm、20mmのハーフブロックを選択可能です。
- NexGenおよびRotating Hinge Knee脛骨ベースプレートには10mmフルブロックが使用できます。
- LCCKではセメント固定とセメントレス固定のいずれの手技も可能です。
- Rotating Hinge Kneeではセメント固定のみ可能です。



zimmer
Personal Fit. Renewed Life.

NexGen ティビアルベースプレート用
Trabecular Metal™ オーギュメント

	品名	カタログNo.	左右	カタログNo.	左右
サイズ2	5mmハーフブロック	00-5448-002-26	右・外/左・内	00-5448-002-36	左・外/右・内
	10mmハーフブロック	00-5448-002-27	右・外/左・内	00-5448-002-37	左・外/右・内
	15mmハーフブロック	00-5448-002-28	右・外/左・内	00-5448-002-38	左・外/右・内
	20mmハーフブロック	00-5448-002-29	右・外/左・内	00-5448-002-39	左・外/右・内
サイズ3	5mmハーフブロック	00-5448-003-26	右・外/左・内	00-5448-003-36	左・外/右・内
	10mmハーフブロック	00-5448-003-27	右・外/左・内	00-5448-003-37	左・外/右・内
	15mmハーフブロック	00-5448-003-28	右・外/左・内	00-5448-003-38	左・外/右・内
サイズ4	20mmハーフブロック	00-5448-003-29	右・外/左・内	00-5448-003-39	左・外/右・内
	5mmハーフブロック	00-5448-004-26	右・外/左・内	00-5448-004-36	左・外/右・内
	10mmハーフブロック	00-5448-004-27	右・外/左・内	00-5448-004-37	左・外/右・内
	15mmハーフブロック	00-5448-004-28	右・外/左・内	00-5448-004-38	左・外/右・内
サイズ5	20mmハーフブロック	00-5448-004-29	右・外/左・内	00-5448-004-39	左・外/右・内
	5mmハーフブロック	00-5448-005-26	右・外/左・内	00-5448-005-36	左・外/右・内
	10mmハーフブロック	00-5448-005-27	右・外/左・内	00-5448-005-37	左・外/右・内
	15mmハーフブロック	00-5448-005-28	右・外/左・内	00-5448-005-38	左・外/右・内
サイズ6	20mmハーフブロック	00-5448-005-29	右・外/左・内	00-5448-005-39	左・外/右・内
	5mmハーフブロック	00-5448-006-26	右・外/左・内	00-5448-006-36	左・外/右・内
	10mmハーフブロック	00-5448-006-27	右・外/左・内	00-5448-006-37	左・外/右・内
	15mmハーフブロック	00-5448-006-28	右・外/左・内	00-5448-006-38	左・外/右・内
サイズ7	20mmハーフブロック	00-5448-006-29	右・外/左・内	00-5448-006-39	左・外/右・内
	5mmハーフブロック	00-5448-007-26	右・外/左・内	00-5448-007-36	左・外/右・内
	10mmハーフブロック	00-5448-007-27	右・外/左・内	00-5448-007-37	左・外/右・内
	15mmハーフブロック	00-5448-007-28	右・外/左・内	00-5448-007-38	左・外/右・内
	20mmハーフブロック	00-5448-007-29	右・外/左・内	00-5448-007-39	左・外/右・内

カタログNo.	品名
00-5448-002-10	10mmフルブロック, サイズ2
00-5448-003-10	10mmフルブロック, サイズ3
00-5448-004-10	10mmフルブロック, サイズ4
00-5448-005-10	10mmフルブロック, サイズ5
00-5448-006-10	10mmフルブロック, サイズ6
00-5448-007-10	10mmフルブロック, サイズ7

00-5880-022-10	10mm RHKフルブロック, サイズ2
00-5880-023-10	10mm RHKフルブロック, サイズ3
00-5880-024-10	10mm RHKフルブロック, サイズ4
00-5880-025-10	10mm RHKフルブロック, サイズ5
00-5880-026-10	10mm RHKフルブロック, サイズ6



NexGen フェモラルコンポーネント用
Trabecular Metal™ オーギュメント



カタログNo.	品名
00-5490-033-01	5mm ポステリア, サイズC
00-5490-033-02	10mm ポステリア, サイズC
00-5490-033-10	5mm ディスタル, サイズC
00-5490-033-20	10mm ディスタル, サイズC
00-5490-033-23	15mm ディスタルオンリー, サイズC
00-5490-033-24	20mm ディスタルオンリー, サイズC※
00-5490-034-01	5mm ポステリア, サイズD
00-5490-034-02	10mm ポステリア, サイズD
00-5490-034-10	5mm ディスタル, サイズD
00-5490-034-20	10mm ディスタル, サイズD
00-5490-034-23	15mm ディスタルオンリー, サイズD
00-5490-034-24	20mm ディスタルオンリー, サイズD※
00-5490-035-01	5mm ポステリア, サイズE
00-5490-035-02	10mm ポステリア, サイズE
00-5490-035-10	5mm ディスタル, サイズE
00-5490-035-20	10mm ディスタル, サイズE
00-5490-035-23	15mm ディスタルオンリー, サイズE
00-5490-035-24	20mm ディスタルオンリー, サイズE※
00-5490-036-01	5mm ポステリア, サイズF
00-5490-036-02	10mm ポステリア, サイズF
00-5490-036-10	5mm ディスタル, サイズF
00-5490-036-20	10mm ディスタル, サイズF
00-5490-036-23	15mm ディスタルオンリー, サイズF
00-5490-036-24	20mm ディスタルオンリー, サイズF※

※ディスタルオンリーの20mmブロックはオプションです。
弊社の営業担当者にお問合わせください。

医療機器製造販売承認番号：22600BZX00403000



ジンマー株式会社

本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番17号 神谷町プライムプレイス7階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmer.co.jp>

- カスタマーサービス(商品のご注文) Tel. 0550-89-8522
Fax. 0120-89-3570
- 修理のお問合せ Tel. 0120-33-8507
- 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6602