

Persona[®] Revision Knee System

Ordering Information



コンポーネント互換表

Persona Revision 大腿骨コンポーネント+Persona Revision CCK, Persona CPS or Persona PS サーフェイス

		大腿骨コンポーネント												
		1	1+	3	3+	5	5+	7	7+	9	9+	11	11+	13
脛骨コンポーネント	A	1-1+/AB		3-5+/AB										
	B	1-1+/AB		3-5+/AB										
	C	1-1+/CD		3-5+/CD				7-9+/CD						
	D	1-1+/CD		3-5+/CD				7-9+/CD						
	E			3-5+/EF				7-9+/EF			11-11+/EF			
	F			3-5+/EF				7-9+/EF			11-11+/EF			
	G							7-9+/GH			11-13/GH			
	H							7-9+/GH			11-13/GH			
	J											11-13/J		

Persona Revision 大腿骨コンポーネント+Personaパテラ

		大腿骨コンポーネント												
		1	1+	3	3+	5	5+	7	7+	9	9+	11	11+	13
Vivacit-E® Personaオールポリ パテラコンポーネント (42-5402-000-XX) (mm sizes)	26	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
	29											i	i	i
	32											i	i	i
	35													
	38													
	41													

i: インセットパテラリーマーを使用

 適合

Persona Revision 大腿骨コンポーネント+Persona Revision 大腿骨セントラルコーン

		大腿骨コンポーネント												
		1	1+	3	3+	5	5+	7	7+	9	9+	11	11+	13
大腿骨セントラルコーン	SML													
	MED													
	LRG													
	XLRG													

 適合 不適合

Persona Revision 脛骨コンポーネント+Persona Revision 脛骨セントラルコーン

		脛骨コンポーネント							
		A	B	C	D	E	F	G	H
脛骨セントラルコーン	FX								
	XSM								
	SML								
	MED								
	LRG								

 適合

Persona Revision

大腿骨コンポーネント (材質:コバルトクロム合金)

		サイズ	カタログ番号	サイズ	カタログ番号	
スタンダード 	ひだり	1	42-5046-050-01	みぎ	1	42-5046-050-02
		3	42-5046-054-01		3	42-5046-054-02
		5	42-5046-058-01		5	42-5046-058-02
		7	42-5046-062-01		7	42-5046-062-02
		9	42-5046-066-01		9	42-5046-066-02
		11	42-5046-070-01		11	42-5046-070-02
プラス 	ひだり	1+	42-5046-050-11	みぎ	1+	42-5046-050-12
		3+	42-5046-054-11		3+	42-5046-054-12
		5+	42-5046-058-11		5+	42-5046-058-12
		7+	42-5046-062-11		7+	42-5046-062-12
		9+	42-5046-066-11		9+	42-5046-066-12
		11+	42-5046-070-11		11+	42-5046-070-12

販売名：Persona Revision Kneeシステム
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00051000

Persona Revision


フェモラルコーン (材質:タンタル)

		品名	サイズ	左右	カタログ番号
	トラベキュラーメタル 大腿骨 セントラルコーン		SM	左右共通	42-5450-010-11
			MED	左右共通	42-5450-010-12
			LRG	左右共通	42-5450-010-13
			XL	左右共通	42-5450-010-14
	トラベキュラーメタル 大腿骨 メタフィシルコーン		SM	ひだり	42-5450-020-11
				みぎ	42-5450-020-21
			MED	ひだり	42-5450-020-12
				みぎ	42-5450-020-22
			LRG	ひだり	42-5450-020-13
				みぎ	42-5450-020-23
			XL	ひだり	42-5450-020-14
				みぎ	42-5450-020-24

販売名：Persona Revision Knee TMオーギュメント&コーン
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00052000

Persona Revision


脛骨コンポーネント（材質：チタン合金）

品名	サイズ	カタログ番号
 ひだり 脛骨コンポーネント	A	42-5420-058-01
	B	42-5420-061-01
	C	42-5420-064-01
	D	42-5420-067-01
	E	42-5420-071-01
	F	42-5420-075-01
	G	42-5420-079-01
	H	42-5420-083-01
 みぎ 脛骨コンポーネント	A	42-5420-058-02
	B	42-5420-061-02
	C	42-5420-064-02
	D	42-5420-067-02
	E	42-5420-071-02
	F	42-5420-075-02
	G	42-5420-079-02
	H	42-5420-083-02

販売名：Persona Revision Kneeシステム
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00051000

Persona Revision

ティビアルコーン（材質：タンタル）

品名	サイズ	左右	カタログ番号
 トラベキュラーメタル 脛骨 セントラルコーン	FX	左右共通	42-5450-005-08
	XSM	左右共通	42-5450-005-10
	SM	左右共通	42-5450-005-11
	MED	左右共通	42-5450-005-12
	LRG	左右共通	42-5450-005-13

品名	サイズ	左右	カタログ番号
 トラベキュラーメタル 脛骨 ペリメターコーン	FX	ひだり	42-5450-015-10
		みぎ	42-5450-015-20
	SM	ひだり	42-5450-015-11
		みぎ	42-5450-015-21
	MED	ひだり	42-5450-015-12
		みぎ	42-5450-015-22
	LRG	ひだり	42-5450-015-13
		みぎ	42-5450-015-23

販売名：Persona Revision Knee TMオーギュメント&コーン
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00052000

Persona Revision

フェモラルオーギュメント (材質:チタン合金)

	品名	厚み(mm)	大腿骨サイズ	カタログ番号		
	チタン フェモラルオーギュメント ディスタル	5	1/1+	42-5566-050-05		
			3/3+	42-5566-054-05		
			5/5+	42-5566-058-05		
			7/7+	42-5566-062-05		
			9/9+	42-5566-066-05		
			11/11+	42-5566-070-05		
		10	1/1+	42-5566-050-10		
			3/3+	42-5566-054-10		
			5/5+	42-5566-058-10		
			7/7+	42-5566-062-10		
			9/9+	42-5566-066-10		
			11/11+	42-5566-070-10		
		15	5/5+	42-5566-058-15		
			7/7+	42-5566-062-15		
			9/9+	42-5566-066-15		
			11/11+	42-5566-070-15		
			チタン フェモラルオーギュメント ポステリア	5	1/1+	42-5568-050-05
					3/3+	42-5568-054-05
5/5+	42-5568-058-05					
7/7+	42-5568-062-05					
9/9+	42-5568-066-05					
11/11+	42-5568-070-05					
10	1/1+			42-5568-050-10		
	3/3+			42-5568-054-10		
	5/5+			42-5568-058-10		
	7/7+			42-5568-062-10		
	9/9+			42-5568-066-10		
	11/11+			42-5568-070-10		
15	5/5+			42-5568-058-15		
	7/7+			42-5568-062-15		
	9/9+			42-5568-066-15		
	11/11+			42-5568-070-15		

販売名：Persona Revision Kneeシステム
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00051000

Persona Revision

フェモラルオーギュメント (材質: タンタル)

	品名	厚み(mm)	大腿骨サイズ	カタログ番号
	トラベキュラーメタル フェモラルオーギュメント ディスタル	5	1/1+	42-5572-050-05
			3/3+	42-5572-054-05
			5/5+	42-5572-058-05
			7/7+	42-5572-062-05
			9/9+	42-5572-066-05
			11/11+	42-5572-070-05
		10	1/1+	42-5572-050-10
			3/3+	42-5572-054-10
			5/5+	42-5572-058-10
			7/7+	42-5572-062-10
			9/9+	42-5572-066-10
			11/11+	42-5572-070-10
		15	5/5+	42-5572-058-15
			7/7+	42-5572-062-15
			9/9+	42-5572-066-15
11/11+	42-5572-070-15			
	トラベキュラーメタル フェモラルオーギュメント ポステリア	5	1/1+	42-5574-050-05
			3/3+	42-5574-054-05
			5/5+	42-5574-058-05
			7/7+	42-5574-062-05
			9/9+	42-5574-066-05
			11/11+	42-5574-070-05
		10	1/1+	42-5574-050-10
			3/3+	42-5574-054-10
			5/5+	42-5574-058-10
			7/7+	42-5574-062-10
			9/9+	42-5574-066-10
			11/11+	42-5574-070-10
		15	5/5+	42-5574-058-15
			7/7+	42-5574-062-15
			9/9+	42-5574-066-15
11/11+	42-5574-070-15			

販売名: Persona Revision Knee TMオーギュメント&コーン
医療機器製造販売承認番号: 30100BZX00052000

Persona Revision

ティビアルオーギュメント (材質:チタン合金)



品名

チタン ハーフブロック
ティビアルオーギュメント

ひだり	厚み (mm)	AB	CD	EF	GH
内側	5	42-5558-013-05	42-5558-033-05	42-5558-053-05	42-5558-073-05
	10	42-5558-013-10	42-5558-033-10	42-5558-053-10	42-5558-073-10
	15	42-5558-013-15	42-5558-033-15	42-5558-053-15	42-5558-073-15
外側	5	42-5558-011-05	42-5558-031-05	42-5558-051-05	42-5558-071-05
	10	42-5558-011-10	42-5558-031-10	42-5558-051-10	42-5558-071-10
	15	42-5558-011-15	42-5558-031-15	42-5558-051-15	42-5558-071-15

みぎ	厚み (mm)	AB	CD	EF	GH
内側	5	42-5558-014-05	42-5558-034-05	42-5558-054-05	42-5558-074-05
	10	42-5558-014-10	42-5558-034-10	42-5558-054-10	42-5558-074-10
	15	42-5558-014-15	42-5558-034-15	42-5558-054-15	42-5558-074-15
外側	5	42-5558-012-05	42-5558-032-05	42-5558-052-05	42-5558-072-05
	10	42-5558-012-10	42-5558-032-10	42-5558-052-10	42-5558-072-10
	15	42-5558-012-15	42-5558-032-15	42-5558-052-15	42-5558-072-15

販売名：Persona Revision Kneeシステム
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00051000

Persona Revision

ティビアルオーギュメント (材質: タンタル)



品名

トラベキュラーメタルハーフブロック
ティビアルオーギュメント

ひだり	厚み (mm)	AB	CD	EF	GH
内側	5	42-5562-013-05	42-5562-033-05	42-5562-053-05	42-5562-073-05
	10	42-5562-013-10	42-5562-033-10	42-5562-053-10	42-5562-073-10
	15	42-5562-013-15	42-5562-033-15	42-5562-053-15	42-5562-073-15
外側	5	42-5562-011-05	42-5562-031-05	42-5562-051-05	42-5562-071-05
	10	42-5562-011-10	42-5562-031-10	42-5562-051-10	42-5562-071-10
	15	42-5562-011-15	42-5562-031-15	42-5562-051-15	42-5562-071-15

みぎ	厚み (mm)	AB	CD	EF	GH
内側	5	42-5562-014-05	42-5562-034-05	42-5562-054-05	42-5562-074-05
	10	42-5562-014-10	42-5562-034-10	42-5562-054-10	42-5562-074-10
	15	42-5562-014-15	42-5562-034-15	42-5562-054-15	42-5562-074-15
外側	5	42-5562-012-05	42-5562-032-05	42-5562-052-05	42-5562-072-05
	10	42-5562-012-10	42-5562-032-10	42-5562-052-10	42-5562-072-10
	15	42-5562-012-15	42-5562-032-15	42-5562-052-15	42-5562-072-15

販売名: Persona Revision Knee TMオーギュメント&コーン
医療機器製造販売承認番号: 30100BZX00052000

Persona Revision

CCKサーフェイス(ベアリング) (材質:Vivacit-E ポリエチレン)



品名

ひだり

Persona CCK サーフェイス (ベアリング)

ロッキングスクリュー同梱

大腿骨 サイズ	厚み (mm)	AB	CD	EF	GH
1-1+	10	42-5128-001-10	42-5128-003-10		
	12	42-5128-001-12	42-5128-003-12		
	14	42-5128-001-14	42-5128-003-14		
	16	42-5128-001-16	42-5128-003-16		
	18	42-5128-001-18	42-5128-003-18		
3-5+	10	42-5128-002-10	42-5128-004-10	42-5128-006-10	
	12	42-5128-002-12	42-5128-004-12	42-5128-006-12	
	14	42-5128-002-14	42-5128-004-14	42-5128-006-14	
	16	42-5128-002-16	42-5128-004-16	42-5128-006-16	
	18	42-5128-002-18	42-5128-004-18	42-5128-006-18	
7-9+	10		42-5128-005-10	42-5128-007-10	42-5128-009-10
	12		42-5128-005-12	42-5128-007-12	42-5128-009-12
	14		42-5128-005-14	42-5128-007-14	42-5128-009-14
	16		42-5128-005-16	42-5128-007-16	42-5128-009-16
	18		42-5128-005-18	42-5128-007-18	42-5128-009-18
11-11+	10			42-5128-008-10	42-5128-010-10
	12			42-5128-008-12	42-5128-010-12
	14			42-5128-008-14	42-5128-010-14
	16			42-5128-008-16	42-5128-010-16
	18			42-5128-008-18	42-5128-010-18

販売名：Persona Revision Kneeシステム
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00051000

Persona Revision

CCKサーフェイス(ベアリング) (材質:Vivacit-E ポリエチレン)



品名

みぎ

Persona CCK サーフェイス (ベアリング)




ロッキングスクリュー同梱

大腿骨 サイズ	厚み (mm)	AB	CD	EF	GH
1-1+	10	42-5228-001-10	42-5228-003-10		
	12	42-5228-001-12	42-5228-003-12		
	14	42-5228-001-14	42-5228-003-14		
	16	42-5228-001-16	42-5228-003-16		
	18	42-5228-001-18	42-5228-003-18		
3-5+	10	42-5228-002-10	42-5228-004-10	42-5228-006-10	
	12	42-5228-002-12	42-5228-004-12	42-5228-006-12	
	14	42-5228-002-14	42-5228-004-14	42-5228-006-14	
	16	42-5228-002-16	42-5228-004-16	42-5228-006-16	
	18	42-5228-002-18	42-5228-004-18	42-5228-006-18	
7-9+	10		42-5228-005-10	42-5228-007-10	42-5228-009-10
	12		42-5228-005-12	42-5228-007-12	42-5228-009-12
	14		42-5228-005-14	42-5228-007-14	42-5228-009-14
	16		42-5228-005-16	42-5228-007-16	42-5228-009-16
	18		42-5228-005-18	42-5228-007-18	42-5228-009-18
11-11+	10			42-5228-008-10	42-5228-010-10
	12			42-5228-008-12	42-5228-010-12
	14			42-5228-008-14	42-5228-010-14
	16			42-5228-008-16	42-5228-010-16
	18			42-5228-008-18	42-5228-010-18

販売名：Persona Revision Kneeシステム
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00051000

Persona Revision






ステムエクステンション
プレスフィットタイプ (材質:チタン合金)

	品名	径(mm)	+135 mmステム カタログ番号	+175 mmステム カタログ番号
	ストレート スプラインステム スロット有り	10	42-5601-135-10	42-5601-175-10
		11	42-5601-135-11	42-5601-175-11
		12	42-5601-135-12	42-5601-175-12
		13	42-5601-135-13	42-5601-175-13
		14	42-5601-135-14	42-5601-175-14
		15	42-5601-135-15	42-5601-175-15
	3 mmオフセット スプラインステム スロット有り	10	42-5603-135-10	42-5603-175-10
		11	42-5603-135-11	42-5603-175-11
		12	42-5603-135-12	42-5603-175-12
		13	42-5603-135-13	42-5603-175-13
		14	42-5603-135-14	42-5603-175-14
		15	42-5603-135-15	42-5603-175-15
	6 mmオフセット スプラインステム スロット有り	10	42-5606-135-10	42-5606-175-10
		11	42-5606-135-11	42-5606-175-11
		12	42-5606-135-12	42-5606-175-12
		13	42-5606-135-13	42-5606-175-13
		14	42-5606-135-14	42-5606-175-14
		15	42-5606-135-15	42-5606-175-15

販売名：Persona Revision Kneeシステム
医療機器製造販売承認番号：30100BZX00051000


Persona Revision

ステムエクステンション
セメントタイプ (スムーズ加工) (材質:チタン合金)

	品名		径 x 長さ(mm)	カタログ番号
	テーパーステム(Stubby) 1-1+/AB用		11 x +30	42-5600-030-11
	テーパーステム 1-1+/AB用		11 x +75	42-5600-075-11
	テーパーステム(Stubby)		14 x +30	42-5570-001-14
	テーパーステム		14 x +75	42-5600-075-14
	ストレートステム (偶数サイズのみ)		10 x +135	42-5600-135-10
			12 x +135	42-5600-135-12
			14 x +135	42-5600-135-14
			10 x +175	42-5600-175-10
			12 x +175	42-5600-175-12
			14 x +175	42-5600-175-14

販売名: Persona PSセメントシステム
医療機器製造販売承認番号: 22500BZX00384000
販売名: Persona Revision Kneeシステム
医療機器製造販売承認番号: 30100BZX00051000

大腿骨コンポーネントの全長




大腿骨コンポーネントの全長 (mm)	
ステムエクステンション長	全長
+ 30.0	75.0
+ 75.0	120.0
+ 135.0	180.0
+ 175.0	220.0

注記：全長にはステムハウジング45 mmを含む

*画像はスプラインシステム

脛骨コンポーネントの全長



脛骨コンポーネントの全長 (mm)	
ステムエクステンション長	全長
+ 30.0	55.0
+ 75.0	100.0
+ 135.0	160.0
+ 175.0	200.0

注記：全長はステムハウジング25 mmを含む

*画像はスプラインステム



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 03-6700-1071
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6602

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡