


PERSONA CPS

Constrained Posterior Stabilized Surface

Persona® The Personalized Knee



CPS を使用時には、
Persona セメント用 PS フェモラルコンポーネント
Persona セメント用ティビアコンポーネントを使用



CPSは、Persona PS と
同じFemoral/Tibiaの
サイズ互換性

Persona CPS vs. NexGen® LCKK Bearing Constraint

Articular Surface	Varus/Valgus	Internal/External Rotation
Persona CPS	± 1.5°	± 5.5°
NexGen LCKK	± 1.25°	± 2.0°



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

CPS Instrumentation

Ordering Information

大腿骨トライアル(PS/CPS 共通)

CPS 用カッティングスロットから骨切りを行い、CPS の選択もしくは PS からの変更が可能
(1.27mm Zブレード使用推奨)

CPS ボックストライアル (PS/CPS 共通)

CPS の制御性に全可動域で耐えられる構造

トライアルスクリュー

CPS サーフェイストライアルをステムティビアトライアルに固定し、インプラント同様ワンピーストライアルが可能

CPS 専用 TASP

トライアルスクリューがCPS TASPを貫通し、ステムティビアトライアルに固定可能


ステムティビアトライアル

CPS TASP を固定可能なステムティビアトライアル

Persona

ステムエクステンショントライアル

14mm x +30mm



品名	カタログNo.	
	Left	Right
PERSONA CPS Vitamin-E サーフェイス		
CPS 10mm VE (F/3-5 T/CD)	42-5126-004-10	42-5226-004-10
CPS 12mm VE (F/3-5 T/CD)	42-5126-004-12	42-5226-004-12
CPS 14mm VE (F/3-5 T/CD)	42-5126-004-14	42-5226-004-14
CPS 16mm VE (F/3-5 T/CD)	42-5126-004-16	42-5226-004-16
CPS 10mm VE (F/3-5 T/EF)	42-5126-006-10	42-5226-006-10
CPS 12mm VE (F/3-5 T/EF)	42-5126-006-12	42-5226-006-12
CPS 14mm VE (F/3-5 T/EF)	42-5126-006-14	42-5226-006-14
CPS 16mm VE (F/3-5 T/EF)	42-5126-006-16	42-5226-006-16
CPS 10mm VE (F/6-9 T/CD)	42-5126-005-10	42-5226-005-10
CPS 12mm VE (F/6-9 T/CD)	42-5126-005-12	42-5226-005-12
CPS 14mm VE (F/6-9 T/CD)	42-5126-005-14	42-5226-005-14
CPS 16mm VE (F/6-9 T/CD)	42-5126-005-16	42-5226-005-16
CPS 10mm VE (F/6-9 T/EF)	42-5126-007-10	42-5226-007-10
CPS 12mm VE (F/6-9 T/EF)	42-5126-007-12	42-5226-007-12
CPS 14mm VE (F/6-9 T/EF)	42-5126-007-14	42-5226-007-14
CPS 16mm VE (F/6-9 T/EF)	42-5126-007-16	42-5226-007-16
CPS 10mm VE (F/10-11 T/EF)	42-5126-008-10	42-5226-008-10
CPS 12mm VE (F/10-11 T/EF)	42-5126-008-12	42-5226-008-12
CPS 14mm VE (F/10-11 T/EF)	42-5126-008-14	42-5226-008-14
CPS 16mm VE (F/10-11 T/EF)	42-5126-008-16	42-5226-008-16
CPS 10mm VE (F/6-9 T/GH)	42-5126-009-10	42-5226-009-10
CPS 12mm VE (F/6-9 T/GH)	42-5126-009-12	42-5226-009-12
CPS 14mm VE (F/6-9 T/GH)	42-5126-009-14	42-5226-009-14
CPS 16mm VE (F/6-9 T/GH)	42-5126-009-16	42-5226-009-16
CPS 10mm VE (F/10-12 T/GH)	42-5126-010-10	42-5226-010-10
CPS 12mm VE (F/10-12 T/GH)	42-5126-010-12	42-5226-010-12
CPS 14mm VE (F/10-12 T/GH)	42-5126-010-14	42-5226-010-14
CPS 16mm VE (F/10-12 T/GH)	42-5126-010-16	42-5226-010-16

販売名：Persona Vivacit-E CPSサーフェイス
 医療機器製造販売承認番号：22900BZX00022000
 販売名：PERSONAインスツルメント
 医療機器製造販売届出番号：13B1X10228KN0013



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
 Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.0463-30-4801
 Fax. 0463-30-4821

● 製品のお問合せ Tel.03-6402-6602

営業拠点：札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡