



COMPREHENSIVE SHOULDER SYSTEM


BIOMET

COMPREHENSIVE ショルダーシステム

anatomic engineering,
surgeon versatility
and **ease of use**



スタンダードステム



ミニステム



マイクロステム

上腕骨ステム 解剖学的フィット

- 45度の解剖学的なネックアングル
- 近位部の PPS ポーラスプラスマスプレーコーティングによるボーンイングロースの促進
- リバースモーステーパーにより、グレンオイド側の操作が容易
- マイクロ、ミニ、スタンダード、リビジョンの4種の長さが利用可能





Versa-Dial ヒューメラルヘッド 可変式オフセット

- オフセット幅 0.5–4.5mm 間で調整可能
- 豊富なヘッドサイズオプション
- 自然な解剖への早期再建が可能
- Comprehensive フラクチャーステムとの互換性




ハイブリッドグレンノイド

- 3サイズが利用可能
- セメント固定用の3本のペグ
- 2種類のセンターポスト
 - ◆ 生物学的癒合のための Regenerex ポーラスチタン合金製ポスト
 - ◆ コンプレッションフィットのためのポリエチレン製ポスト

Ordering Information


スタンダードシステム 長さ: 122mm	
カタログ番号	サイズ (径)
113644	4mm
113645	5mm
113646	6mm
113647	7mm
113648	8mm
113649	9mm
113650	10mm
113651	11mm
113652	12mm
113653	13mm
113654	14mm

販売名: コンプリヘンシブ ショルダー プライマリー システム
承認番号: 22200BZX00934000




ミニシステム 長さ: 83mm	
カタログ番号	サイズ (径)
113624	4mm
113625	5mm
113626	6mm
113627	7mm
113628	8mm
113629	9mm
113630	10mm
113631	11mm
113632	12mm
113633	13mm
113634	14mm

販売名: コンプリヘンシブ ショルダー プライマリー システム
承認番号: 22200BZX00934000



リビジョンシステム 長さ: 194mm	
カタログ番号	サイズ (径)
113666	6mm
113668	8mm
113670	10mm
113672	12mm

販売名: コンプリヘンシブ ショルダー リビジョンシステム
承認番号: 22300BZX00233000




マイクロシステム 長さ: 55mm	
カタログ番号	サイズ (径)
113604	4mm
113605	5mm
113606	6mm
113607	7mm
113608	8mm
113609	9mm
113610	10mm
113611	11mm
113612	12mm
113613	13mm
113614	14mm
113615	15mm
113616	16mm
113617	17mm
113618	18mm
113619	19mm
113620	20mm

販売名: コンプリヘンシブ ショルダー プライマリー システム
承認番号: 22200BZX00934000




Versa-Dial ヒューメラルヘッド			
カタログ番号	ヘッド径	高さ	曲率
113122	38mm	19mm	39mm
113124	38mm	21mm	38mm
113332	42mm	18mm	46mm
113134	42mm	21mm	43mm
113136	42mm	24mm	42mm
113342	46mm	18mm	53mm
113344	46mm	21mm	50mm
113346	46mm	24mm	47mm
113353	50mm	21mm	57mm
113155	50mm	24mm	52mm

販売名: コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム
承認番号: 22300BZX00045000



Versa-Dial ヘッドアダプター	
カタログ番号	サイズ
118001	コンプリヘンシブ用

販売名: コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム
承認番号: 22300BZX00045000



EAS ヒューメラルヘッド		
カタログ番号	径	厚さ
113880	40mm	15mm
113882	40mm	20mm
113884	44mm	17mm
113886	44mm	22mm
113888	44mm	27mm
113890	48mm	19mm
113892	48mm	24mm

販売名: バイオモジュラー ショルダーシステム
承認番号: 21600BZY00415000



ハイブリッド グレノイド	
カタログ番号	サイズ
113952	スモール 4mm
113954	ミディアム 4mm
113956	ラージ 4mm


販売名: コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム
承認番号: 22300BZX00045000



ハイブリッド グレノイド ポスト	
カタログ番号	サイズ
PT-113950	Regenerex
113951	ポリエチレン

販売名: コンプリヘンシブ ショルダー リビジョンシステム
承認番号: 22300BZX00233000

販売名: コンプリヘンシブ ショルダー フラクチャー システム
承認番号: 22300BZX00045000



グレノイド コンポーネント オールポリ キール タイプ	
カタログ番号	サイズ
113849	スモール 4mm
113850	スモール 7mm
113851	ミディアム 4mm
113852	ミディアム 7mm

販売名: バイオモジュラー ショルダーシステム
承認番号: 21600BZY00415000



■ はオプションです。



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
http://www.zimmerbiomet.com/ja

● カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

● 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6619
営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡