



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.™



Thoracolumbar Solutions

# PathFinder NXT<sup>®</sup>

## Minimally Invasive Pedicle Screw System

The PathFinder NXT System equips you with a minimally invasive solution

# Powerful

## NEW OPTIONS WITH THE LEGACY OF SUCCESS.

PathFinder NXT システムは、手術中の自由度や円滑な操作を最大限可能にするデザインになっています。

PathFinder NXT システムは、術者の希望する術式に合った mini-open 法または経皮的アプローチを選択できます。優れた柔軟性を持つこのシステムで、効率的にインプラント設置を行うことが可能です。



### PathFinder NXT ペディクルスクリューシステムには、次のような特徴があります

- ・ 従来のトップダウン方式の Wiltse アプローチ、または経皮的アプローチのいずれも選択可能
- ・ 強固なエクステンダースリーブを使用することにより、コンプレッションまたはディストラクションと 30mm のリダクションを同時に行うことが可能

## EXPERIENCE THE NEXT GENERATION OF THE PATHFINDER SYSTEM.



### 経皮的なロッド挿入

PathFinder NXT システムの経皮的ロッドはインサーターと確実な接続ができコントロールがしやすいだけでなく、独自のロッド先端形状によりロッドを円滑に挿入することができます。



### 効率性

リダクションスレッドを持つ強固なエクステンダースリーブとクロージャートップにより、最大 30mm のリダクションが可能でありロッド設置時の微調整が容易に行えます。またリダクションと同時にコンプレッションまたはディストラクションが行えます。



### 柔軟性

トップダウン方式の Wiltse アプローチ、または経皮的アプローチのいずれを選択する場合でも、PathFinder NXT システムは、それぞれのアプローチに適したインプラントおよび器械を提案できます。

旧 PathFinder システムプラットフォームに新たな最小侵襲 (MIS) 法を融合させ、選択の柔軟性を提供します。



**経皮的ロッド挿入**  
経皮挿入に適した独自の  
ロッド先端形状



**強固なロック機構付きエクステンダースリーブによるリダクション**  
強固なスリーブとスクリューの確実な接続によって、コンプレッションまたはディストラクションと 30mm のリダクションを同時に行うことが可能です。



**改良されたスクリューデザイン**  
スクリューヘッドがよりロープロファイルになったため、軟部組織にやさしいデザインです。ダブルリードスレッドによって、より迅速な挿入を可能にしました。

販売名 : PathFinder NXT システム  
医療機器製造販売承認番号 : 22400BZX0043800



## ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) ..... Tel.0463-30-4801  
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ ..... Tel.03-6402-6606

営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、福岡