




Polaris 5.5 HF Multi-Axial Double Lead Screw



Double-lead Screw Thread



- Polaris 5.5 HF Multi-Axial Double-lead screw は二重螺旋構造により、Single-lead と比較してスピーディーにスクリューを挿入することが出来ます。



- 多椎間固定の手術においては手術時間の短縮につながります。



HF マルチアキシャルスクリュー ダブルリード			
カタログ No.	径	長さ	カラーコード
14-500264	5.5mm	30mm	■
14-500265		35mm	
14-500266		40mm	
14-500267		45mm	
14-500284	6.5mm	30mm	■
14-500285		35mm	
14-500286		40mm	
14-500287		45mm	
14-500288		50mm	
14-500289	55mm		
14-500304	7.5mm	30mm	■
14-500305		35mm	
14-500306		40mm	
14-500307		45mm	
14-500308		50mm	
14-500309		55mm	

販売名：ポラリス 5.5
承認番号：22100BZX00966000
販売名：Polaris 5.5 インストルメント
届出番号：13B1X00232000281

BIOMET
One Surgeon. One Patient.

本 社
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
TEL 03-5404-5663 FAX 03-5404-5677
スパインお客様窓口
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666

バイオメット・ジャパン 東京ロジスティクスセンター
〒140-0012
東京都品川区勝島1丁目4番3号 日通大井物流3号倉庫3階

All trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated.
©2014 Biomet Japan.