


# ***Meniscus Needle*** ***Black Nylon Braid***





ZIMMER BIOMET  
Your progress. Our promise.®

# メニスカスニードル

## 半月板縫合用両端針付ナイロンブレード

### 【製品特徴】

- ◆ シルクに近い特性のナイロンブレードが、スムーズなノットタイニングを実現
- ◆ 特殊加工の角針を採用し、組織への刺入性が向上
- ◆ 針と縫合糸の接合部を縦穴加工することで、針の組織通過性が向上



※当社データ

### Ordering Information

カタログ番号	製品名	縫合針	縫合糸	入り数
BE-ZB02NB-75SR	メニスカスニードル 黒ナイロンブレード	両端角直針250mm (ステンレス製)	黒ナイロンブレード 2-0・75cm	1箱 10本入り

販売名：ベアー印ナイロンブレード糸付縫合針  
医療機器製造販売承認番号：16200BZZ00809000



販売元

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620  
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文) Tel. 0463-30-4801 Fax. 0463-30-4821

●製品のお問合せ Tel. 03-6402-6619

営業拠点：札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

ZL-186-1(0) 2/2020



製造販売元

本 社 工 場 〒319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1361  
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-24 湯島ベアービル  
Tel. 03-3818-4041(代表) Fax. 03-3818-4042