


コンセプト CTS リリースキット

Concept CTS Relief Kit



コンセプト CTS リリーフキット

Concept CTS Relief Kit

米国 Jay Mennon M.D. により開発された鏡視下手根管開放術用のキットです。



- シングル ポータル テクニックですから侵襲が小さく (10mm 以内)、術後の皮膚創も気になりません。
- キットは滅菌包装されており、ディスプレイザブルです。

カタログNo.	品 名
00-9971-000-00	CTS リリーフキット (1箱4キット入り)

医療機器製造販売承認番号 22100BZX00575000 : CTS リリーフ キット

※手術手技ムービーは、弊社ホームページ(医療従事者コンテンツ)よりダウンロード頂けます。

キット内訳

ダイレーター 5.5mm	1
ダイレーター 7.0mm	1
オブチュレーター	1
カニューラ	1
ナイフ	1



ジンマー株式会社

本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番17号神谷町プライムプレイス7階
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmer.co.jp>

- カスタマーダイレクト (商品のご注文)
北海道・東北・関東地方
中部・近畿地方 …… Tel.0550-89-8522 Fax.0120-89-3570
中国・四国・九州地方 …… Tel.092-931-7297 Fax.092-931-7303
- 修理のお問合せ …… Tel. 0120-33-8507
- 製品のお問合せ …… Linvatec …… Tel. 03-6402-6604