

EZPass™

suture passer system

- 1 ワイヤーループには、軟部組織をパッシングする際の摩擦を最小限にするための酸化物コーティングが施されています
- 2 パッサー先端の形状は7種類あり、さまざまなポータル位置に適した角度を選択できます
- 3 軟部組織のパッシングを容易に行え、組織への侵襲を最小限にするシャープかつロープロファイルな先端形状です（裏面の製品形状を参照）
- 4 ワイヤーループを迅速かつ簡単に送り出せるローラーです
- 5 滅菌包装となっており、手術にそのまま使用できるディスポーザブルインストゥルメントです
- 6 力を込めずに自然な握りで使用できる人間工学に基づいたハンドルです
- 7 色分けされているため、パッサー形状をひと目で識別できます



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

Ordering Information

製品形状	品名(ハンドルカラー)	カタログ番号
	ワイヤーループ/単品	110007380
	90° UP (ブラック)	904050
	45° UP (グレー)	904051
	45° DOG LEG UP (ダークブルー)	904052
	70° RIGHT (イエロー)	904053
	70° LEFT (レッド)	904054
	30° RIGHT (ライトブルー)	904055
	30° LEFT (グリーン)	904056

※全てワイヤーループ付

販売名:BSMパッサー
医療機器製造販売認証番号:222ADBZX00115000

ここに記載されているすべての内容は、別途記載がある場合を除き、Zimmer Biometまたはその関連会社が所有する、もしくは使用許可を得た著作権、商標およびその他の知的財産権で保護されているものであり、Zimmer Biometの書面による明示的な同意を得ずに、全体またはその一部を再配布したり、複製を作成したり、開示したりすることはできません。本書は医療従事者を対象としています。それ以外の者に配布することを禁じます。

各国の製品承認を確認し、それぞれの製品の使用説明書を参照してください。適応、禁忌、警告、使用上の注意、可能性のある副作用、および患者相談に関する情報については、添付文書を参照するか、地域の販売代理店にお問い合わせください。詳しい製品情報はwww.zimmerbiomet.comでご確認ください。

© 2019 Zimmer Biomet

CE 0086

製品ラベルにCEマークがない場合、外科手技書のCEマークは無効です。

 ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス(商品のご注文)..... Tel.0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ Tel.03-6402-6619

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡

© 2019 Zimmer Biomet G.K.

ZL-171-1 (E) 7/2019 EZPass suture passer system リーフレット