


JuggerKnot

SOFT ANCHOR



1.0MM Mini



14MM Short



14MM



15MM



2.9MM

BIOMET

JuggerKnot 1.4MM (滅菌済)

912030

JuggerKnot スーチャーアンカー 1.4MM

販売名：JuggerKnot ソフト アンカー システム
承認番号：22300BZX00197000


JuggerKnot 1.5MM (滅菌済)

912031

JuggerKnot スーチャーアンカー 1.5MM #2MB付

販売名：JuggerKnot ソフト アンカー システム
承認番号：22300BZX00197000

Instruments : single use (滅菌済)



JuggerKnot インstrumentキット 1.5MMストレート

912040R JuggerKnot インstrumentキット 1.4MMストレート リジッドドリル入り
(ドリルガイド、オブチュレーター、1.4MMリジッドドリルビット入り)

912041 JuggerKnot インstrumentキット 1.5MMストレート
(ドリルガイド、オブチュレーター、1.5MMリジッドドリルビット入り)

912036R JuggerKnot インstrument 1.4MMリジッド ドリルビット



912037R JuggerKnot インstrument 1.5MMリジッド ドリルビット



JuggerKnot インstrumentキット 1.4MMカーブ

912140C JuggerKnot インstrumentキット 1.4MMカーブ
(ドリルガイド、オブチュレーター、スリーブ、
1.4MMフレキシブルドリルビット入り)

912141C JuggerKnot インstrumentキット 1.5MMカーブ
(ドリルガイド、オブチュレーター、スリーブ、
1.5MMフレキシブルドリルビット入り)

912045 JuggerKnot インstrumentキット 1.4MMカーブ ドリル・スリーブ
(スリーブ、1.4MMフレキシブルドリルビット入り)



912046 JuggerKnot インstrumentキット 1.5MMカーブ ドリル・スリーブ
(スリーブ、1.5MMフレキシブルドリルビット入り)



販売名：JuggerKnot 単回使用インstrument
承認番号：223ADBZX00036000


Instruments : reuse (未滅菌)

912035 JuggerKnot インstrument 1.4/1.5MM リューザブル ガイド

912038 JuggerKnot インstrument 1.4/1.5MM リューザブル トロカー

912039 JuggerKnot インstrument 1.4/1.5MM リューザブル オブチュレーター


販売名：関節鏡手術器械
届出番号：13B1X10228ST0003



Instruments : reuse (未滅菌)

912035C JuggerKnot インstrument 1.4/1.5MM リューザブル カーブガイド

販売名：関節鏡手術器械
届出番号：13B1X10228ST0003



Instruments : single use (滅菌済)

912038C JuggerKnot インstrument 1.4/1.5MM カーブ トロカー

912039C JuggerKnot インstrument 1.4/1.5MM カーブ オブチュレーター

販売名：JuggerKnot 単回使用インstrument
承認番号：223ADBZX00036000

*カーブトロカー、カーブオブチュレーターはシャフトの面を曲がる方向に合わせて使用してください。向きが違くとガイドへの挿入が出来ず、破損の原因となります。

JuggerKnot 2.9MM (滅菌済)

912029 JuggerKnot スーチャーアンカー 2.9MM
#2MB2本付 ブルー/コブレイドブルー

912050 JuggerKnot スーチャーアンカー 2.9MM
#2MB2本付 ホワイト/コブレイドブルー
販売名：JuggerKnot ソフト アンカー システム
承認番号：22300BZX00197000



Instruments : single use (滅菌済)

912057 JuggerKnot インストゥルメントキット 2.9MM ストレート
(ドリルガイド、オブチュレーター、2.9MMドリルビット入り)

912091 JuggerKnot インストゥルメント 2.9MMドリルビット



販売名：JuggerKnot 単回使用インストゥルメント
認証番号：223ADBZX00036000

JuggerKnot インストゥルメントキット 2.9MM ストレート

Instruments : reuse (未滅菌)

912090G JuggerKnot インストゥルメント 2.9MM リューザブル ガイド

912093G JuggerKnot インストゥルメント 2.9MM リューザブル トロカー


912092G JuggerKnot インストゥルメント 2.9MM リューザブル オブチュレーター

販売名：関節鏡手術器械
届出番号：13B1X10228ST0003

912059 JuggerKnot インストゥルメント 2.9MM パンチ

912064 JuggerKnot インストゥルメント 2.9MM インガイド パンチ

販売名：関節鏡手術器械
届出番号：13B1X10228ST0003



JuggerKnot 1.4MM, 1.5MM インプラント / インストゥルメント組み合わせ表

インストゥルメントキット ストレートを使用する場合

インプラント	ガイド	オブチュレーター	リジッドドリルビット
1.4MM		912040R	
1.5MM		912041	

インストゥルメントキット カーブを使用する場合

インプラント	ガイド	オブチュレーター	スリーブ	フレキシブルドリルビット
1.4MM		912140C		
1.5MM		912141C		

リューザブル ストレートガイドを使用する場合

インプラント	ガイド	トロカー	オブチュレーター	リジッドドリルビット
1.4MM	912035	912038	912039	912036R
1.5MM				912037R

リューザブル カーブガイドを使用する場合

インプラント	ガイド	トロカー	オブチュレーター	フレキシブルドリルビット・スリーブ
1.4MM	912035C	912038C	912039C	912045
1.5MM				912046

JuggerKnot 1.4MM Short (滅菌済)

912068 JuggerKnot スーチャーアンカー 1.4MM SHORT #1MB 針付

販売名：JuggerKnot ソフト アンカー システム
承認番号：22300BZX00197000



Instruments : single use (滅菌済)

912073 JuggerKnot インストゥルメントキット 1.4MM ショート
(ドリルガイド、1.4MM ショートドリルビット入り)

912071 JuggerKnot インストゥルメント 1.4MM ショート ドリルビット

販売名：JuggerKnot 単回使用インストゥルメント
認証番号：223ADBZX00036000



JuggerKnot インストゥルメントキット 1.4MM ショート

Instruments : reuse (未滅菌)

912072 JuggerKnot インストゥルメント 1.4MM ショート ガイド

販売名：関節鏡手術器械
届出番号：13B1X10228ST0003



JuggerKnot 1.0MM Mini (滅菌済)

912076 JuggerKnot スーチャーアンカー 1.0MM MINI #2-0MB 針付(ドリル付)

912082 JuggerKnot スーチャーアンカー 1.0MM MINI #3-0MB 針付(ドリル付)

販売名：JuggerKnot ソフト アンカー ミニ
承認番号：22400BZX00379000



 ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス(商品のご注文)..... Tel.0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

● 製品のお問合せ Tel.03-6402-6619

営業拠点：札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡