


TI-SCREW SUTURE ANCHOR



SUTURE ANCHOR

Ti- スクリュー

5.0mm

キャンセラスクリューデザイン

針付き、針無しが選択可能

2号 MaxBraid 2本付き

6.5mm

キャンセラスクリューデザイン

針付き、針無しが選択可能

2号 MaxBraid 2本付き

3.0mm

キャンセラスクリューデザイン

針付き、針無しが選択可能

2号 MaxBraid 1本か 2-0号 MaxBraid
2本付きが利用可能



カタログ番号	規格
902482	径：3.0mm 2-0号スーチャー2本付き
902569	径：3.0mm 2号スーチャー1本付き(針付き)
902570	径：3.0mm 2号スーチャー1本付き
902571	径：5.0mm 2号スーチャー2本付き(針付き)
902587	径：6.5mm 2号スーチャー2本付き(針付き)
902572	径：5.0mm 2号スーチャー2本付き
902573	径：6.5mm 2号スーチャー2本付き

販売名：イージースライド Ti- スクリュー スーチャーアンカー
承認番号：21800BZY10041000


MaxBraid



- ・ポリエチレン 100%の高強度スーチャー
- ・ユニークなフラットな編み方で、ノットがロープロファイルに
締まります
- ・シルキータッチのしなやかさ

Ti- スクリュー ALLthread

- フルスレッドデザインで皮質骨固定の実現
- ダブルとトリプルロードスーチャーが選択可能
- 5.0、6.5mm が利用可能
- MaxBraid スーチャー付き
- 独立アイレットでスライディングが向上



カタログ番号	規格
902581	径：5.0mm 2号スーチャー2本付き 青白/白(針付き)
902591	径：5.0mm 2号スーチャー2本付き 青白/白
NEW 902610	径：5.0mm 2号スーチャー2本付き 黒白/青白
NEW 902612	径：5.0mm 2号スーチャー3本付き 黒白/青白/白
902582	径：6.5mm 2号スーチャー2本付き 青白/白(針付き)
902592	径：6.5mm 2号スーチャー2本付き 青白/白
NEW 902611	径：6.5mm 2号スーチャー2本付き 黒白/青白
NEW 902613	径：6.5mm 2号スーチャー3本付き 黒白/青白/白

販売名：イージースライド Ti- スクリュー スーチャーアンカー
承認番号：21800BZY10041000

● ALLthread 用ドリル 5.0/6.5mm 共通

カタログ番号 905961

ドリル径：3.2mm




販売名：スーチャーアンカー手術器械
届出番号：13B1X00232AR0166

SUTURE PUNCH / SUTURE RETRIEVER

BiPass SUTURE PUNCH

BiPass スーチャープッシャー ディスポーザブル



BiPass スーチャーパンチ ラチェット付
902099

BiPass スーチャーパンチ

BiPass スーチャープッシャー ディスポーザブル
902092 滅菌済み

販売名：スチャーパス 滅菌済み
認証番号：22000BZX01249000

Note：確実なスーチャーパッシングの為、BiPass スーチャーパンチは MaxBraid スーチャーとの併用を推奨します。

SpeedPass

904001 スピードパス スーチャーレトリバー 70度右
904002 スピードパス スーチャーレトリバー 70度左
904003 スピードパス スーチャーレトリバー上
904004 スピードパス スーチャーレトリバー直

904008 スピードパス スーチャーリアット上 45度
904010 スピードパス スーチャーリアット左 25度
904012 スピードパス スーチャーリアット右 25度

販売名：スチャーパス 滅菌済み
認証番号：22000BZX01249000

販売名：BSM パッサー
認証番号：222ADBZX00115000



SpeedPass スーチャーレトリバー

- 鋭利な先端は、容易に軟部組織を貫通
- 70度ビッグテイル形状で、容易に前下方の関節唇へのアプローチ可能



SpeedPass スーチャーリアット

- 軟部組織に縫合糸を通すシンプルなシャトルステップの実現
- ニチノールワイヤーによる、関節外シャトルリレー

BIOMET®

One Surgeon. One Patient.

バイオメット・ジャパン株式会社

本社
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
TEL 03-5404-5670(代) FAX 03-5404-5677

東京営業所
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666

大阪第一営業所/大阪第二営業所
〒532-0003
大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 セントラル新大阪ビル7階
TEL 06-6150-7020(代) FAX 06-6150-7021

仙台営業所
〒980-0011
仙台市青葉区上杉2丁目3番7号 K2小田急ビル7階
TEL 022-212-7331(代) FAX 022-212-7332

バイオメット・ジャパン ロジスティクスセンター
〒143-0006

東京都大田区平和島2丁目1番地1号
京浜トラクターミナル14号B棟5階

東日本お客様窓口
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666

西日本お客様窓口
TEL 06-6150-7020 FAX 06-6150-7021

営業拠点：札幌、北関東、吉祥寺、横浜、名古屋、岡山、福岡
<https://www.biomet.co.jp/>

©2010 Biomet Japan. All trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated.

C4021-4/MAY13