



# SUTURE PORTFOLIO

BroadBand™ Tape and MaxBraid™







## BroadBandテープ※<sup>1</sup>による縫合

### 幅広のフットプリント

BroadBand テープは、マックスブレイドスーチャー※<sup>2</sup>と比較して軟部組織や縫合系にかかる負荷を分散するようにデザインされています。

### シルクのような滑らかさ


表面が滑らかで扱いやすく、軟部組織や手袋に優しい設計です。

### ロープロファイル

コアレスのマルチフィラメント構造により、マックスブレイドスーチャーのノット強度を維持しながら、ロープロファイルなノットを実現します。

### 手術器械とのシームレスな親和性

BroadBand テープの両端は、フラットな形状から円形断面状に移行しています。




### BroadBand テープ


BroadBand テープは様々な用途に対して理想的で、関節唇に対する簡単な縫合から腱板でのマットレス縫合まで、靭帯または腱の機能回復を目的とするあらゆる用途での使用が可能です。Zimmer Biomet 社の BroadBand テープは単色と縞模様といった多彩な色パターンが用意されており、これらの独特な色合いがスーチャーマネージメントおよび修復の際の視認性を高めます。

### BroadBand ミニループ

腱板の dog ear の把持や、関節唇の締め、上腕二頭筋にかけるなど BroadBand ミニループは多くの用途で利用可能です。また、スーチャーパッサーに簡単に装填できるように、BroadBand テープの端はスーチャー形状へと移行します。



3インチループ  
(8cm)



5インチループ  
(13cm)

## BroadBand ループ

BroadBand ループは前十字靭帯再建や上腕二頭筋修復のためのグラフトのベースボールスティッチに有用です。テーパーニードルや、カッティングニードル、様々なテープ幅、複数の色を使用してあらゆる修復に対して多くの選択肢を提供します。








## BroadBand テープ メニスカルニードル

ロープロファイルのテープおよび 10 インチ (25cm) のトロカールニードルにより、優しい縫合が可能です。




# Ordering Information

## BroadBand テープ

		製品名	カタログ番号			
テープ		BroadBand テープ 1.5mm	CM-0322	黒青 1本／黒 1本 計 2本入り	76cm (テープ部分)	
		BroadBand テープ 2.3mm	CM-0321N	黒青 1本／青 1本 計 2本入り	81cm (テープ部分)	カッティング曲針 (弱弯)
ミニループ			CM-0301	青 1本入り	φ 5 インチループ (φ 13cm)	
			CM-0302	黒青 1本入り		
		BroadBand ミニループ 1.5mm	CM-0303	青 1本入り	φ 3 インチループ (φ 8cm)	
			CM-0304	黒 1本入り		
ループ			CM-0305CN	青 1本入り	φ 25 インチループ (φ 64cm)	
			CM-0306CN	黒青 1本入り		
		BroadBand ループ 1.5mm	CM-0305SN	青 1本入り	φ 25 インチループ (φ 64cm)	
			CM-0306SN	黒青 1本入り		
			CM-0323N	黒青 1本／青 1本 計 2本入り	φ 23 インチループ (φ 58cm)	
		BroadBand ループ 2.3mm	CM-0324N	白青 1本／黒 1本 計 2本入り		
メニスカルニードル			CM-0307N	青 1本入り	71cm (テープ部分)	両端カッティング直針
		BroadBand テープ メニスカルニードル 1.0mm				

## マックスブレイドスーチャー

	製品名	カタログ番号			入数	
		900312	白青	#5 97cm	カッティング曲針 K-60	12 本入
		900284	白青	#2 97cm	カッティング曲針 KHC-5	12 本入
		900333	白	#2 97cm	テーパー曲針 HC-5	12 本入
		900338	白	#2 97cm	テーパー曲針 HC-5	1 本入
	マックスブレイド スーチャー	900334	白青	#2 97cm	テーパー曲針 HC-5	12 本入
		900335	白青	#2 97cm	テーパー曲針 C-7	12 本入
		900267	白青	#0 97cm	テーパー曲針 T-2	12 本入
		900336	白青	#2-0 60cm	テーパー曲針 AT-2	12 本入
		900252	白青	#3-0 45cm	テーパー曲針 T-2	12 本入
		900244	白青	#4-0 45cm	テーパー曲針 T-1	12 本入

※ 2 販売名：マックスブレイド スーチャー 医療機器製造販売承認番号：23000BZX00056000 一般的名称：プラスチック製縫合糸（製品については添付文書又は注意事項等情報をご参照ください。）



## ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) ..... Tel. 0463-30-4801  
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ ..... Tel. 03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡