

4K対応

MEDレンズアダプター

4K




【取付イメージ】

84-10-4330
ZEOS 4K カメラヘッド 3CMOS C マウント
84-10-4310
ZEOS 4K カメラヘッド 1CMOS C マウント


高透過率

レンズに特殊コーティングを施すことで透過率を **99%** まで向上させた 4K カメラ対応のアダプターです。また、コーティングを施すことでアダプターのレンズに傷が入りにくくなり、耐久性も高めました。



縮小レンズ

モニター上に投影される鏡視画像を約 **25%** 縮小する事で鏡視円をほぼ全てモニター上に投影できる様になり、術野が広がります。



Ordering Information

カタログ番号	製品名
NSZB-TR-50	ZEOS MEDレンズアダプター

販売名：内視鏡用部品アダプタ
医療機器製造販売届出番号：29B1X00001000085

販売元



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

製造販売元



奈良精工株式会社

〒633-0101 奈良県桜井市小夫3681番地
Tel. 0744-48-8511 Fax. 0744-48-8244
<https://www.nara-seiko.co.jp/>