



Hex Flex™

Cannula

Hexフレキシブルカニューラ

- スムースかつフレキシブルなシャフトによりカニューラの操作性を向上
- 2重螺旋のスレッドが組織を固定
- カニューラとオプチュレーターは径ごとに色分けされ判別が容易に
- クリックロック式ストップコックが灌流量を細かく管理
- HEX(6角)の開口部内部のシールディングが灌流液の逆流を軽減

Hex Flex™ フレキシブルカニューラ



クリアーボディ

2重螺旋スレッド



スムーズ&フレキシブルシャフト



クリックロック式
ストップコック

HEX(6角)の開口設計



5mm x 85mm

7mm x 85mm

8mm x 85mm



カタログ No. 品名

LC-7450-000-01 カニューラ 5mm×85mm 緑 1本

LC-7465-000-01 カニューラ 7mm×85mm 青 1本

LC-7480-000-01 カニューラ 8mm×85mm 黄 1本

ディスポーザブル滅菌品(オブチュレーター付き)

リユーズブルオブチュレーター

カタログ No. 品名

LC-7380-000-00 ドライドックオブチュレーター 5mm(5mm用) ※

LC-7385-000-00 リユーズブルオブチュレーター 7mm(LC-7465用) ※※

LC-7395-000-00 リユーズブルオブチュレーター 8mm(LC-7480用) ※※

00-2220-000-00 スイッチングスティック(φ3.2×25.4mm) ※

医療機器製造販売認証番号 227ADBZX00050000 : 単回使用カニューラ

※ 医療機器製造販売届出番号 22B1X00005L00057 : 内視鏡用シース

※※ 医療機器製造販売届出番号 22B1X00005L00115 : HEX カニューラ オブチュレーター



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.™

ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階

Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620

<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel.0463-30-4801
Fax.0463-30-4821

● 製品のお問合せ…………… Tel.03-6402-6619

営業拠点:札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡