

A.T.S.® Disposable Cuffs

Low profile, High performance


Zimmer Biomet ディスポーザブルカフは、四肢との接触面積を広くとるデザインにより、タニケット圧の設定値を低く抑える可能性を広げます。^{1,2,3}

- 滅菌済み：交差感染のリスクを最小限にします。
- No-cleaning：単回使用品のため、術後、洗浄の必要はありません。
- Low Profile：術野の妨げにならないデザインです。
- 90-Degree Port：ホースを術野から遠ざける方向に接続できます。
- 豊富なラインナップ：タニケットの種類に合わせてシングルポート及びデュアルポートを選択できます。
- ラテックスフリー
- ポジティブロッキングコネクター



Protection Sleeve

Zimmer Biomet プロテクションスリーブは、カフ接触下での皮膚の引きつりや挟み込みを防止します。



1. Younger ASE, McEwen JA, Inkpen K. Wide contoured thigh cuffs and automated limb occlusion measurement allow lower tourniquet pressures. Clin Orthop. November 2004; (428):286-293
2. Heston B. Tourniquet Pressure Mapping: Visually Analyzing Tourniquet Cuff Efficiency Using Tekscan Pressure Measuring. Report on file, Zimmer Surgical, Inc., Dover, OH 2010
3. AORN, recommended practices for use of the pneumatic tourniquet. In: Perioperative standards and recommended practices. 2014 ed. Denver, CO: AORN, Inc.; 2014. p 183-208

Ordering Information

デュアルポート、シングルカフ、スリーブなし (A.T.S.3000,A.T.S.4000用)

カタログNo.	品名	仕様	リボン色	スリーブ	滅菌	使用回数	入数
60-7070-101-00	20cmデュアルポートディスポカフ	70(w) X 222(L)	白	なし	滅菌済み	単回使用	1箱10個入り
60-7070-102-00	30cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 324(L)	水色				
60-7070-103-00	46cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 479(L)	赤				
60-7070-104-00	61cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 635(L)	緑				
60-7070-105-00	76cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 784(L)	青				
60-7070-106-00	86cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 891(L)	茶				
60-7070-107-00	107cmデュアルポートディスポカフ	105(w) X 1092(L)	エンジ				

デュアルポート、ダブルカフ、スリーブなし (A.T.S.3000,A.T.S.4000用)

60-7080-101-00	30cmデュアルポートディスポダブルカフ		水色	なし	滅菌済み	単回使用	1箱10個入り
60-7080-102-00	46cmデュアルポートディスポダブルカフ		赤				
60-7080-103-00	61cmデュアルポートディスポダブルカフ		緑				

デュアルポート、シングルカフ、スリーブ付 (A.T.S.3000,A.T.S.4000用)

60-7070-151-00	20cmデュアルポートディスポカフW/S	70(w) X 222(L)	白	スリーブ付	滅菌済み	単回使用	1箱10個入り
60-7070-152-00	30cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 324(L)	水色				
60-7070-153-00	46cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 479(L)	赤				
60-7070-154-00	61cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 635(L)	緑				
60-7070-155-00	76cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 784(L)	青				
60-7070-156-00	86cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 891(L)	茶				
60-7070-157-00	107cmデュアルポートディスポカフW/S	105(w) X 1092(L)	エンジ				

デュアルポート、ダブルカフ、スリーブ付 (A.T.S.3000,A.T.S.4000用)

60-7080-152-00	46cmデュアルポートディスポダブルカフW/S		赤	スリーブ付	滅菌済み	単回使用	1箱10個入り
60-7080-153-00	61cmデュアルポートディスポダブルカフW/S		緑				

シングルポート、シングルカフ、スリーブなし (A.T.S.750, PTSii用)

カタログNo.	品名	仕様	リボン色	スリーブ	滅菌	使用回数	入数
60-7075-101-00	20cmシングルポートディスポカフ	70(w) X 222(L)	白	なし	滅菌済み	単回使用	1箱10個入り
60-7075-102-00	30cmシングルポートディスポカフ	105(w) X 324(L)	水色				
60-7075-103-00	46cmシングルポートディスポカフ	105(w) X 479(L)	赤				
60-7075-104-00	61cmシングルポートディスポカフ	105(w) X 635(L)	緑				
60-7075-105-00	76cmシングルポートディスポカフ	105(w) X 784(L)	青				
60-7075-106-00	86cmシングルポートディスポカフ	105(w) X 891(L)	茶				
60-7075-107-00	107cmシングルポートディスポカフ	105(w) X 1092(L)	エンジ				

シングルポート、シングルカフ、スリーブ付 (A.T.S.750, PTSii用)

60-7075-152-00	30cmシングルポートディスポカフW/S	105(w) X 324(L)	水色	スリーブ付	滅菌済み	単回使用	1箱10個入り
60-7075-153-00	46cmシングルポートディスポカフW/S	105(w) X 479(L)	赤				
60-7075-154-00	61cmシングルポートディスポカフW/S	105(w) X 635(L)	緑				
60-7075-155-00	76cmシングルポートディスポカフW/S	105(w) X 784(L)	青				
60-7075-156-00	86cmシングルポートディスポカフW/S	105(w) X 891(L)	茶				
60-7075-157-00	107cmシングルポートディスポカフW/S	105(w) X 1092(L)	エンジ				

スリーブ

カタログNo.	品名	滅菌	単回使用	入数
60-8000-008-00	20cmカフスリーブ	滅菌済み	単回使用	1箱10個入り
60-8000-012-00	30cmカフスリーブ			
60-8000-018-00	46cmカフスリーブ			
60-8000-024-00	61cmカフスリーブ			
60-8000-030-00	76cmカフスリーブ			
60-8000-034-00	86cmカフスリーブ			
60-8000-042-00	107cmカフスリーブ			

延長ホース

カタログNo.	品名	滅菌	使用回数	入数
60-4009-101-00	シングルエクステンションホース W/ポジティブロッキングコネクター	滅菌済み	単回使用	1箱20個入り

医療機器製造販売届出番号 13B1X10228SG0011 : 滅菌済みカフ



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) Tel.0463-30-4801
Fax.0463-30-4821
- 修理のお問合せ Tel.0463-30-4805
- 製品のお問合せ Tel.03-6402-6604

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡