



エース 4.5/5.0

スクリュー&プレート システム



アクティブ コンプレッション プレート

- コンプレッション、ニュートラル、バットレスの3種類のモードが選択できます。
- スクリューは、軸方向に90°、横方向に32°までの角度を付けて挿入できます。
- コンプレッションは最大3mmまでかけることができます。

Axial Screw Angulation	
Transverse Screw Angulation	
Compression	3 mm

リコンストラクション プレート

- 可能な限り薄くデザインされています。
- T・L型プレートの近位部スクリューホールはスロット状になっており、症例に応じた角度でスクリューを挿入することができます。

ボーンスクリュー

- 独自のスレッド デザインにより、引き抜き強度に優れています。
- ダブルリードスレッズデザインにより、スクリューがより早く挿入できます。
- キャニュレィテッド スクリューは、セルフタッピング、セルフドリリングです。

ACE TiMAX™ Large Fragment System



- このデバイスを頸椎、胸椎、腰椎の後方要素（椎弓根）のスクリュー固定に用いることは認められていません。
- ご使用前に、必ず添付文書をお読み下さい。

BIOMET®

ACE TiMAX™ Large Fragment System

エース 4.5/5.0 スクリュー&プレート システム

▶ 主な適応症

- 骨盤骨折、臼蓋窩
- 脛骨、大腿骨、上腕骨の遠位端骨折
- 脛骨、上腕骨、橈骨の近位端骨折
- 足関節の内果、外果骨折
- 脛骨高原骨折
- 肩甲骨骨折
- 肘頭骨折
- 踵骨骨折

▶ インプラント一覧表

製品番号	品名	規格	備考
14022-X	4.5mm ソリッド コーティカル スクリュー フルスレッド	X : 20mm~60mm (2mm刻み) 65mm~70mm (5mm刻み)	セルフタッピング
14200-X	4.5mm キャニュレイテッド コーティカル スクリュー フルスレッド	X : 20mm~50mm (2mm刻み) 55mm~70mm (5mm刻み)	セルフドリリング セルフタッピング
14250-X	4.5mm キャニュレイテッド コーティカル ラグスクリュー 20mmスレッド	X : 30mm~50mm (2mm刻み) 55mm~70mm (5mm刻み)	セルフドリリング セルフタッピング
14224-X	5.0mm ソリッド キャンセラス スクリュー フルスレッド	X : 26mm~60mm (2mm刻み) 65mm~70mm (5mm刻み)	セルフタッピング
14225-X	5.0mm キャニュレイテッド キャンセラス ラグスクリュー 20mmスレッド	X : 30mm~50mm (2mm刻み) 55mm~100mm (5mm刻み)	セルフドリリング セルフタッピング
14196-X	6.5mm キャニュレイテッド キャンセラス ラグスクリュー 22mmスレッド	X : 25mm~120mm (5mm刻み)	セルフドリリング セルフタッピング
14340-X	4.5mm ストレート リコンストラクション プレート	X : 3,4,6,8,10,12,14,16 (穴)	
14342-X	4.5mm T型 リコンストラクション プレート	X : 4,6,8 (穴)	
14344-X	4.5mm レフトハンドL型 リコンストラクション プレート	X : 4,6,8 (穴)	
14345-X	4.5mm ライトハンドL型 リコンストラクション プレート	X : 4,6,8 (穴)	
1466-8X-000	4.5mm アクティブコンプレッション プレート	X : 4,5,6,7,8,9 (穴)	
1466-81-X00		X : 10,12 (穴)	
8142-00-002	スパイダー ステーブル,20mmラージ		
8142-00-003	スパイダー ステーブル,オフセット ラージ		
14260	フラット ワッシャー		
14261	カウンターシンク ワッシャー		

販売名: エース 4.5/5.0 スクリュー&プレート システム
販売名: スクリュー システム

承認番号: 20800BZY00626000
承認番号: 21700BZY00574000

BIOMET®

One Surgeon. One Patient.™

バイオメット・ジャパン株式会社

本社
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
TEL 03-5404-5670代 FAX 03-5404-5677

東京営業所
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666

大阪第一営業所/大阪第二営業所
〒532-0011
大阪市淀川区西中島7丁目4番17号 新大阪上野東洋ビル11階
TEL 06-6100-3960代 FAX 06-6100-3270

仙台営業所
〒980-0011
仙台市青葉区上杉2丁目3番7号 K2小田急ビル7階
TEL 022-212-7331代 FAX 022-212-7332

バイオメット・ジャパン 新砂物流センター
〒136-0075
東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 5階
トラウマ事業部お客様窓口
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666
営業拠点: 札幌、北関東、吉祥寺、横浜、名古屋、岡山、福岡
<http://www.biomet.co.jp>

©2012 Biomet Japan. All trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated.