

A.L.P.S. Distal Fibula Plating System




A.L.P.S. Distal Fibula Plating System

主な特徴

F.A.S.T. ガイド

- ドリルガイドとしての機能
- プリセット化による手術時間の短縮
- ディスポーザブル
- 仮固定用Kワイヤー挿入の選択肢 (F.A.S.T.ガイドアダプター併用)




曲げられるロックングプレート

- F.A.S.T.ガイドによるロックングホールの保護
- 専用ベンダー
- F.A.S.T.ガイドを利用したベンディング機能
- 術野でプレートベンドの微調整が可能



プレートの仕様

コンジットロッキングプレート




フィブラアナトミックロッキングプレート※



※はオプションです。


Ordering Information



コンポジットロックングプレート

品番	左右	穴	長さ
856204006	共通	6	77mm
856204007		7	92mm
856204008		8	103mm
856204010		10	133mm
856204012		12※	164mm
856204014		14※	193mm

※はオプションです。



フィブラアナトミックロックングプレート※

品番	左右	穴	長さ
856206003	左	3	95mm
856206004		4	109mm
856206006		6	139mm
856206008		8	169mm
856206010		10	199mm
856207003	右	3	95mm
856207004		4	109mm
856207006		6	139mm
856207008		8	169mm
856207010		10	199mm

※はオプションです。



3.5mm コーティカルスクリューロックング

品番	サイズ
8561350XX	10 - 30mm (2mm毎)



3.5mm ロープロファイルコーティカル (ノンロックング)

品番	サイズ
8512350XX	10 - 30mm (2mm毎)



2.7mm コーティカルスクリューロックング※

品番	サイズ
8563270XX	10 - 30mm (2mm毎)

※はオプションです。



4.0mm キャンセラスクリューロックング※

品番	サイズ
8561400XX	10 - 30mm (2mm毎)

※はオプションです。

単回使用品

品番	品名
214227160	2.7mm キャリブレイテッドドリルビット
824150170	3.5mm コーティカルタップ
829029170	2.5mm ドリルビット
829516150	1.6mm Kワイヤー(6インチ)
856301005	2.7mm メジャリングスリーブ
829032382	2.0mm ドリルビット※

※はオプションです。


様々な症例への適応

- 汎用性のあるコンポジットロックングプレート
- 粉碎症例に対応する左右別アナトミックプレート (オプション)
- スクリューバリエーション



関連製品

- 脛腓間不安定性に対する縫合系によるセミリジット固定：ZipTight




- 薄さが利点のコンベンショナル包括システム：Pe.R.I.
 - 4.0mm キャニュレイテッドキャンセラススクリュー
 - 脛骨遠位骨折用プレート
 - 踵骨骨折用プレート
 - 腓骨遠位骨折用プレート



- 全て縫合糸素材のスーチャーアンカー：JuggerKnotシリーズ



- 遠位スクリューホール配置が特徴のPhoenix Tibial Nail



販売名：ALPS ディスタルフィブラ システム	承認番号：22500BZX00429000
ALPS 単回使用インスツルメント	認証番号：226ADBZX00010000
プレート&スクリュー手術器械2	届出番号：13B1X10228TR0008
TRAUMA汎用手術器械2	届出番号：13B1X10228TR0010
Zip Tight システム	承認番号：22500BZX00484000
JuggerKnot ソフト アンカー システム	承認番号：22300BZX00197000
ペリアーティキュラー プレート システム	承認番号：21100BZY00517000
エース 3.5/4.0 スクリュー & プレート システム	承認番号：20300BZY00240000
スクリュー システム	承認番号：21700BZY00574000
フェニックス ティビアル ネイル システム	承認番号：22200BZX00613000
ALPS プレート システム	承認番号：22700BZX00171000



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel.0463-30-4801
Fax.0463-30-4821

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡