


A.L.P.S. Locking Calcaneus

A.L.P.S. Total Foot System



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

A.L.P.S. Total Foot System

LCプレート（踵骨骨折用）

■ 踵骨形状を解剖学的に再現


- ・ 踵骨外側面の形状をトレースしたロープロファイルなアナトミカルプレート
- ・ 必要に応じてin-situベンディングによる微調整が可能
- ・ 距骨下関節面を理想的に支持するスクリュー配置

■ 強度の保持

- ・ ボックスデザイン + スタビライジングストラット




F.A.S.T.ガイドを利用したin-situベンディングによる微調整



踵骨骨折用 スモール

	カタログNo.
ひだり	816608001
みぎ	816609001



踵骨骨折用 ラージ

	カタログNo.
ひだり	816608003
みぎ	816609003

3.5mm コーティカルスクリュー ロッキング



カタログNo.	長さ
8561350XX	10~60mm (2mm毎)
ドリル径2.7mm ★ T-15 テーパーバードドライバー使用	

3.5mm ロープロファイル コーティカル (ノンロッキング)



カタログNo.	長さ
8512350XX	10~50mm (2mm毎) 50~70mm (5mm毎)
ドリル径2.5mm ■ 2.2mm スクエアスクリュードライバー使用	

販売名: ALPS フット&アングル システム
承認番号: 22600BZX00505000
販売名: ALPS ディスタルフィブラ システム
承認番号: 22500BZX00429000



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel.0463-30-4801
Fax.0463-30-4821

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡