


A.L.P.S. Total Foot System  
1<sup>st</sup> Metatarsal Fusion Plate

# A.L.P.S. Total Foot System

## MTPプレート (MTPフュージョンプレート)



骨片間を固定するスクリューと緩衝しないように、スクリューホールを最適化

楕円ホール  
2.5mmノンロックングスクリューを挿入

プレートの中央部  
(背屈14°、外反5°)

ロープロファイル形状  
(幅10mm/1.65mm厚)


最遠位、最近位ホールは必要に応じて  
*in situ*ベンディングが可能

ロックングホール  
2.5mmロックングスクリューを挿入


プリセットされたF.A.S.T.ガイド



コーン&カップリーマー  
14mm-24mm (2mm毎)



専用のベンダーを用いてF.A.S.T.ガイドを外さずに  
底背屈のベンディング調整が可能



MTPフュージョン	
品番	
ひだり	824671001
みぎ	824671101

2.5mmフルスレッドスクリューロックング

品番	サイズ
1312126XX	10~40mm (2mm毎)
ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクレイドライバー使用	

2.5mmフルスレッドスクリューノンロックング

品番	サイズ
1312-12-5XX	10~40mm (2mm毎)
ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクレイドライバー使用	

販売名: ALPS エルボー システム  
医療機器製造販売承認番号: 22600BZX00291000  
販売名: ALPS フット & アンクル システム  
医療機器製造販売承認番号: 22600BZX00505000  
販売名: ALPS ディスタルフィブラ システム  
医療機器製造販売承認番号: 22500BZX00429000  
販売名: DVR アナトミック プレート  
医療機器製造販売承認番号: 22200BZX00950000



### ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)..... Tel.03-6700-1071  
Fax.0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡