





A.L.P.S. Total Foot System
Talar Fracture Plate

A.L.P.S. Total Foot System

TNプレート（距骨頸部骨折用プレート）



距骨頸部骨折用	
品番	824675002

2.5mm フルスレッドスクリューロッキング

品番	サイズ
1312126XX	10~40mm (2mm毎)
ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクリュードライバー使用	

2.5mm フルスレッドスクリューノンロッキング

品番	サイズ
1312-12-5XX	10~40mm (2mm毎)
ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクリュードライバー使用	

販売名: ALPS フット&アングルシステム
 承認番号: 22600BZX00505000
 販売名: DVR アナトミックプレート
 承認番号: 22200BZX00950000



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
 Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel.0463-30-4801
 Fax.0463-30-4821
 営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡