


A.L.P.S. Total Foot System
Dorsal Mid-Foot Fusion Plate




ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

A.L.P.S. Total Foot System

DMFプレート（ドーサルミッドフュージョンプレート）



ロッキングでもノンロッキングでもスクリューヘッドはプレートから突出せず、全体としてロープロファイルな形状を実現



3.5mm コーティカルスクリュー ロッキング

品番	サイズ
8561350XX	10~60mm (2mm毎)
ドリル径2.7mm ★ T-15 テーパーードドライバー使用	

3.5mm ロープロファイルコーティカル (ノンロッキング)

品番	サイズ
8512350XX	10~50mm (2mm毎) 50~70mm (5mm毎)
ドリル径2.5mm ■ 2.2mm スクエアスクリュードライバー使用	

販売名: ALPS フット&アングルシステム
承認番号: 22600BZX00505000
販売名: ALPS ディスタルフィブラシステム
承認番号: 22500BZX00429000



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)..... Tel.0463-30-4801
Fax.0463-30-4821
営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡