

A.L.P.S. Total Foot System  
Lateral Column Lengthening Plate



# A.L.P.S. Total Foot System

## LCLプレート（ラテラルコラム延長プレート）



|                                      |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| <br>ラテラルコラム延長ウェッジ0mm<br>品番 824673000 | <br>ラテラルコラム延長ウェッジ6-8mm<br>品番 824673001 | <br>ラテラルコラム延長ウェッジ8-10mm<br>品番 824673002 | <br>ラテラルコラム延長ウェッジ10-12mm<br>品番 824673003 |
|--------------------------------------|--|---|--|

3.5mm コーティカルスクリュー ロックings

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 品番                             | サイズ            |
| 8561350XX                      | 10~60mm (2mm毎) |
| ドリル径2.7mm ★ T-15 テーパーードドライバー使用 |                |

3.5mm ロープロファイルコーティカル (ノンロックings)

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 品番                                 | サイズ                              |
| 8512350XX                          | 10~50mm (2mm毎)<br>50~70mm (5mm毎) |
| ドリル径2.5mm ■ 2.2mm スクエアスクリュードライバー使用 |                                  |

販売名: ALPS フット&アングルシステム  
 承認番号: 22600BZX00505000  
 販売名: ALPS ディスタルフィブラシステム  
 承認番号: 22500BZX00429000



### ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
 Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス (商品のご注文) ..... Tel. 0463-30-4801  
 Fax. 0463-30-4821  
 営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡