



A.L.P.S. Total Foot System  
Navicular Fracture Plate




ZIMMER BIOMET  
Your progress. Our promise.™

# A.L.P.S. Total Foot System

## NVプレート（足舟状骨骨折用プレート）

Kワイヤーによる仮固定


in-situベンディングが可能



プリセットされたF.A.S.T.ガイド

ロープファイル形状  
(厚さ:1.65mm)

**ロッキングホール**  
ロッキングスクリュー、ノンロッキングスクリュー  
の選択が可能



足舟状骨骨折用

	品番
ひだり	824672002
みぎ	824672102

2.5mm フルスレッドスクリューロッキング



品番	サイズ
1312126XX	10~40mm (2mm毎)

ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクリュードライバー使用

2.5mm フルスレッドスクリューノンロッキング



品番	サイズ
1312-12-5XX	10~40mm (2mm毎)

ドリル径2.0mm ■ 1.3mm スクエアスクリュードライバー使用

販売名: ALPS フット&アングルシステム  
承認番号: 22600BZX00505000  
販売名: DVR アナトミック プレート  
承認番号: 22200BZX00950000

 **ZIMMER BIOMET**  
Your progress. Our promise.™

**ジンマー バイオメット**

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel.0463-30-4801  
Fax.0463-30-4821  
営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡