


# A.L.P.S. MIS LCプレートシステム



# A.L.P.S. MIS LCプレートシステム

MIS LCプレートシステムは、様々な症例に対応する MIS (小侵襲) 踵骨骨折専用システムです。スタンダードプレートは距踵関節面のサポートに特化したデザインで、またエクステンションプレートは後方の固定が必要となる複雑な症例に対応できるようにデザインされています。さらにカーボンファイバー製の専用 MIS LCジグは、より簡便な小侵襲手術をサポートします。

## MIS LCプレート

- アナトミカルな形状
- ロープロファイルデザイン(2mm 厚)
- 豊富なサイズバリエーション
  - 左右別
  - スモール/ラージ
  - スタンダード/エクステンション



外側



内側



軸位 (Harris)



背側

※詳細はインプラント一覧のページをご参照ください

## スクリュー

- プレートから突出しないロープロファイルヘッド
- 各スクリューホールにはロックング/ノンロックングスクリューの選択が可能



3.5 mm コーティカルスクリューロックング



3.5 mm ロープロファイルコーティカル (ノンロックング)



ロックングスクリュー



ロープロファイルスクリュー (ノンロックング)

## MIS LC ジグ

- 容易なプレート挿入



- 透過性ジグ(カーボン製)による良好な視野



- スロットを利用したプレート位置の調整



高低の調整



前後の調整



前方



後方



# インプラント一覧



## カタログNo. 商品名

110016972 MIS LC プレート スモールレフト  
110016973 MIS LC プレート スモールライト



## カタログNo. 商品名

110016974 MIS LC プレート ラージレフト  
110016975 MIS LC プレート ラージライト



## カタログNo. 商品名

110016966 MIS LC スモール エクステンション 2 ホールレフト  
110016967 MIS LC スモール エクステンション 2 ホールライト



## カタログNo. 商品名

110016968 MIS LC ラージ エクステンション 2 ホールレフト  
110016969 MIS LC ラージ エクステンション 2 ホールライト

## 3.5mm コーティカルスクリュー ロッキング



### カタログNo.

### サイズ

8561350XX 10 ~ 60mm (2mm 毎)

ドリル径 2.7mm

★ T-15 テーパー ドライバー 使用

## 3.5mm ロープロファイル コーティカル (ノンロッキング)



### カタログNo.

### サイズ

8512350XX 10 ~ 50mm (2mm 毎)

8512350XX 55 ~ 70mm (5mm 毎)

ドリル径 2.5mm

■ 2.2mm スクエア スクリュー ドライバー 使用



## カタログNo. 商品名

110016970 MIS LC ラージ エクステンション 3 ホールレフト  
110016971 MIS LC ラージ エクステンション 3 ホールライト

販売名: ALPS フット&アングル システム  
医療機器製造販売承認番号: 22600BZX00505000  
販売名: ALPS ディスタルフィブラ システム  
医療機器製造販売承認番号: 22500BZX00429000



ZIMMER BIOMET

Your progress. Our promise.®

## ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階

Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620

<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス (商品のご注文) ..... Tel. 0463-30-4801

Fax. 0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡